

## Ellbogen



### Epicon In – Epicondylitisspange

**Art. Nr. EU2500 / MiGeL. Nr. 05.08.01.00.1**

Epicondylitisspange im flachen U-Profil. Die eingearbeitete Druckpelotte besteht aus NeoTex, einem wärmenden und einfach zu reinigenden Textil. Durch den halbzyklischen und elastischen Gurt, der über eine Umlenkschleife geführt und durch ein Klettband fixiert wird, lässt sich die Kompression individuell einstellen.

Epicon In lindert den Schmerz auf einfache Weise und reduziert die Belastung am Sehnenansatz.

**Indikationen:** Epicondylitis humeri radialis, Epicondylitis humeri ulnaris, Myotendopathien, chronische Reizzustände des Ellenbogengelenkes

**c:**

S	M	L	XL
24-25	26-27	28-30	31-33
<i>Messen Sie bitte 2 Finger über dem leicht angewinkelten Ellbogengelenk.</i>			



### EpiconT3 Atmos S – Ellenbogenbandage

**Art. Nr. EU2610 / MiGeL. Nr. 05.08.02.00.1**

Vergleichbare Konstruktion wie Art. EU2510 jedoch gefertigt aus einem dreidimensionalen Gestrick. Das Material ist atmungsaktiv und liefert eine hervorragende Kompression sowie Stützwirkung.

Besonders Hitzeempfindliche Patienten werden die ventilierende Eigenschaft schätzen.

**Indikationen:** Epicondylitis humeri radialis und ulnaris, chronische Reizzustände des Ellenbogengelenkes, Olekranonfraktur mit Ulnarisnervenschädigung und Weichteilbeschädigung

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL
20-23	23-25	25-28	28-31	31-33
<i>Messen Sie bitte 2 Finger über dem leicht angewinkelten Ellbogengelenk.</i>				



### EpiconNT Temp B – Epicondylitisbandage

**Art. Nr. EU2511 / MiGeL Nr. 05.08.02.00.1**

Ökonomische Ellenbogenbandage aus NeoTex. Einfache Versorgung von medialen und lateralen Epicondylitisproblemen. Die Bandage entlastet den schmerzhaften Sehnenansatz ohne die Blutzirkulation zu beeinträchtigen. Die stufenlose Einstellung über den Klettverschluss erlaubt eine individuelle Kompression.

**Indikationen:** Epicondylitis humeri radialis et ulnaris

### EpiconT3 Atmos B – Epicondylitisbandage

**Art. EU2611 / MiGeL Nr. 05.08.02.00.1**

Vergleichbare Konstruktion wie Art. EU2511 ist jedoch aus einem dreidimensionalen Gestrick gefertigt. Das Material ist atmungsaktiv und liefert eine hervorragende Kompression sowie Stützwirkung. Besonders Hitzeempfindliche Patienten werden die ventilierende Eigenschaft schätzen

**Indikationen:** Epicondylitis humeri radialis et ulnaris

**Grössen in cm:**

Universal
20-36



### HyperEx – Ellbogenorthese

**Art. Nr. EU2625 / MiGeL Nr. 23.23.01.00.1**

Stabile Ellbogenorthese aus TriTex mit nicht elastischen Velcro Kreuzbändern und Metallschienen zur Extensionsbegrenzung. Dient der Stabilisierung des Ellbogengelenks und verhindert Hyperextension.

**Indikationen:** Hypermobilität des Ellbogengelenks

**Grössen in cm:**

S	M	L	XL
23-25	25-28	28-31	31-33
<i>Messen Sie bitte 2 Finger über dem leicht angewinkelten Ellbogengelenk.</i>			