

## Hand



### Manex Basic Standard

#### Art. Nr. EU2010 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1

Anatomische Handgelenksbandage, gefertigt aus drei separat zusammengefügt Materialien. Eine zusätzliche Naht über dem Handgelenk, unauffällig und druckfrei, erhöht die Stabilität, insbesondere in der Flexionsphase. Daumenschlaufe zur individuellen Justierung mit Klettverschluss. Ein vereinfachtes Anlegen wird durch die vier, anatomisch angeordneten, dorsalen Klettverschlüsse gewährleistet, die keinen störenden Druck auf die Caput Ulnae ausüben. Eine Aluminiumschiene auf der volaren Seite stabilisiert und positioniert das Handgelenk und lässt sich gegebenenfalls durch die mitgelieferte, formbare Kunststoffschiene austauschen.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen

**Größen in cm:**

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>						



### Manex Basic Stabil

#### Art. Nr. EU2011 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1

Vergleichbar mit Art. EU 2010, jedoch längeren und dadurch stabileren Ausführung und zusätzlichem Velcro.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Basic Pollus

#### Art. Nr. EU2012 / MiGeL. Nr. 05.07.04.00.1

Vergleichbar mit Art. EU 2010, jedoch mit zusätzlich integrierter Daumenschlaufe zur Entlastung des CMC-Gelenks.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Basic C

**Art. Nr. EU2013 / MiGeL. Nr. 05.07.04.00.1**

Vergleichbar mit Art. EU 2010, jedoch mit einer geschlossenen Daumenschlaufe.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Rheuma Standard

**Art. Nr. EU2020 Schwarz / Art. Nr. EU 2023 Beige  
MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Handgelenksbandage zur individuellen Versorgung von Rheumapatienten. Exzellente Stützeigenschaften und hoher Tragekomfort werden durch ein atmungsaktives Mikrofasermaterial erreicht. Das innen liegende Fleece material erlaubt eine kontrollierte Wärmeregulierung und vermeidet einen Hitzestau. Die anatomische Form wurde geradlinig aufgebaut, um eventuelle Schwellungen und Ödeme kontrollieren zu können. Eine zusätzliche Naht über dem Handgelenk, unauffällig und druckfrei, erhöht die Stabilität, insbesondere in der Flexionsphase. Eine Aluminiumschiene auf der volaren Seite stabilisiert und positioniert das Handgelenk und lässt sich gegebenenfalls durch die mitgelieferte, formbare Kunststoffschiene austauschen.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen, Arthrose, Distorsionen des Handgelenks, chronische Reizzustände im Handgelenk

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Rheuma Stabil

**Art. Nr. EU2021 Schwarz / Art. Nr. EU2024 Beige  
MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Handgelenksbandage zur individuellen Versorgung von Rheumapatienten. Gleiche Konstruktion wie Art. Nr. EU2020, jedoch in verlängerter und dadurch stabilerer Ausführung. Ein zusätzlicher elastischer Velcro erhöht die Stabilität auf Höhe des Handgelenks.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen, Arthrose, Distorsionen des Handgelenks, chronische Reizzustände im Handgelenk

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Rheuma Pollus

**Art. Nr. EU2022 Schwarz / Art. Nr. EU2025 Beige**  
**MiGeL. Nr. 05.07.04.00.1**

Handgelenksbandage zur individuellen Versorgung von Rheumapatienten. Vergleichbare Ausführung wie EU2020, jedoch mit zusätzlich integrierter Daumenstabilisierung zur Entlastung des CMC-Gelenkes. Exzellente Stützeigenschaften und hoher Tragekomfort werden durch ein atmungsaktives Mikrofasermaterial erreicht.

Das innen liegende Fleece material erlaubt eine kontrollierte Wärmeregulierung und vermeidet einen Hitzestau. Die anatomische Form wurde geradlinig aufgebaut, um eventuelle Schwellungen und Ödeme kontrollieren zu können.

Eine radial geschiente Daumenstütze bringt zusätzliche Stabilität, insbesondere für die Rhizarthrose.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnen-scheidentzündungen, Arthrose, Distorsionen des Handgelenks, chronische Reizzustände im Hand- und Daumensattelgelenk, Rhizarthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Lace-Up

**Art. Nr. EU2028 Beige / Art. Nr. EU2029 Schwarz**  
**MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Die Bandage ist einfach anzulegen, selbst mit schmerzhaften Händen besonders bei rheumatischer Arthritis und Gicht.

Individuell einstellbare Kompression. Hoher Tragekomfort durch ein atmungsaktives Mikrofasermaterial.

Das innen liegende Fleece erlaubt eine kontrollierte Wärmeregulierung und vermeidet einen Hitzestau.

**Indikationen:** postoperative Ruhigstellung, Arthrose, chronische Reizzustände im Handgelenk, Tendovagenitis, ALS (Amyotrophe Lateral Sklerose)

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Opus Standard

**Art. Nr. EU2030 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Handgelenksbandage aus einem sehr widerstandsfähigen Material, das eine hohe Stützfunktion bietet und schmutzabweisend ist. Die „Netzstruktur“ ermöglicht dem Material zu atmen und somit die Haut trocken und angenehm kühl zu halten. Eine Handgelenksbandage, die speziell in arbeitsintensiven Situationen eingesetzt wird.

Der anatomische Schnitt sichert die optimale Passform und unterstützt die korrekte Positionierung. Eine zusätzliche Naht über dem Handgelenk, unauffällig und druckfrei, erhöht die Stabilität, insbesondere in der Flexionsphase.

Eine Kunststoffschiene auf der volaren Seite stabilisiert und positioniert das Handgelenk.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen, Arthrose

**Größen in cm:**

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>						



### Manex Opus Stabil

**Art. Nr. EU2031 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Handgelenksbandage aus einem sehr widerstandsfähigen Material, das eine hohe Stützfunktion bietet und schmutzabweisend ist. Gleiche Konstruktion wie Art. EU2030, jedoch verlängerte und dadurch stabilere Ausführung.

Die „Netzstruktur“ ermöglicht dem Material zu atmen und somit die Haut trocken und angenehm kühl zu halten. Eine Handgelenksbandage, die speziell in arbeitsintensiven Situationen eingesetzt wird.

Der anatomische Schnitt sichert die optimale Passform und unterstützt die korrekte Positionierung. Eine zusätzliche Naht über dem Handgelenk und ein elastischer Velcro erhöhen die Stabilität.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen, Arthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Optima Standard

**Art. Nr. EU2042 Schwarz / Art. Nr. EU2040 Beige**  
**MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Anatomische Handgelenksbandage, gefertigt aus drei separat zusammengefügt Materialien. Das Material zeichnet sich durch seine hohe Kompression und exzellente Stabilität aus.

Ein spezielles „lining“ garantiert einen komfortablen Sitz.

Die Daumenschlaufe wurde zur individuellen Justierung mit einem Klettverschluss versehen. Eine breitere Aluminiumschiene auf der volaren Seite stabilisiert und positioniert das Handgelenk und lässt sich gegebenenfalls durch die mitgelieferte, formbare Kunststoffschiene austauschen.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnscheidenentzündungen, Arthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Optima Stabil

**Art. Nr. EU2043 Schwarz / Art. Nr. EU2041 Beige**  
**MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Anatomische Handgelenksbandage, gefertigt aus drei separat zusammengefügt Materialien. Vergleichbare Konstruktion wie Art. EU2042, jedoch verlängerte und dadurch stabilere Ausführung.

Ein zusätzlicher Klettverschluss verbessert die individuelle Kompression und Stabilität dieser exzellenten Handgelenksstütze.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnscheidenentzündungen, Arthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>					



### Manex Tendens

**Art. Nr. EU2055 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Ergebnis eines gemeinsamen Entwicklungsprojektes mit einer anerkannten schwedischen Therapeutin. Ziel ist die Behandlung von Patienten mit Tendonitis im Handgelenksbereich. Die Handgelenksbandage wurde mit einer offenen volaren Seite konstruiert.

Die Stabilität wird durch Schienen auf der ulnaren und radialen Seite der Hand erreicht. Eine zusätzliche Naht über dem Handgelenk, unauffällig und druckfrei, erhöht die Stabilität, insbesondere in der Flexionsphase. Das NeoTex Material garantiert eine angenehme Wärme und eine komfortable Passform zugleich.

**Indikationen:** Tendopathien, chronische und posttraumatische Reizzustände des Handgelenks, Arthrose, rezidivierende Reizzustände

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

*Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.*



### Manex Sense

**Art. Nr. EU2060 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Handgelenksbandage, aus einem synthetischen Leder. Durch die Behandlung des Oberflächenmaterials wurde eine atmungsaktive Umgebung geschaffen und somit der Tragekomfort wesentlich erhöht. Eine Aluminiumschiene auf der volaren Seite stabilisiert und positioniert das Handgelenk und lässt sich gegebenenfalls durch die mitgelieferte, formbare Kunststoffschiene austauschen.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen, Arthrose

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL	XXL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24

*Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.*



### Manex Atmos

**Art. Nr. EU2180 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Handgelenksbandage aus dem innovativen TriTex Material: exzellente Kompression, atmungsaktiv und extrem leicht. Das drei-dimensionale Gestrick erlaubt eine hervorragende Luftzirkulation und ist für hitzeempfindliche Patienten geeignet. Klettverschlüsse auf der radialen Seite erleichtern das Anlegen und bieten eine individuelle Justiermöglichkeit der Kompression. Eine Aluminiumschiene auf der volaren Seite stabilisiert und positioniert das Handgelenk und lässt sich gegebenenfalls durch die mitgelieferte, formbare Kunststoffschiene austauschen.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, postoperative Ruhigstellung, Sehnenscheidenentzündungen, Arthrose

**Grössen in cm:**

S	M	L
13-16	16-18	18-22

*Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.*



### Handgelenksband

**Art. Nr. EU2091 Schwarz / Art. Nr. EU2090 Beige**  
**MiGeL. Nr. 05.07.02.00.1**

Handgelenksband zur erhöhten Stabilität.

Grössen in cm:

Universal, 5 cm hoch
----------------------



### Manex Radial

**Art. Nr. MR2085 / MiGeL. Nr. 05.07.04.00.1**

Die zweifach verschliessbare Bandage wird bei einer Radialisparese angewendet. Die innen liegende Dorsalschiene ist thermoverformbar und stützt dorsal die abnehmbaren Finger- und Daumenschlaufen. Eine hohe dorsale Stabilität bei gleichzeitiger dynamischer Zugkraft und Repositionierung der Finger und des Daumens zeichnen diese Bandage aus. Durch das NeoTex Material ist eine hervorragende Blutzirkulation gewährleistet.

**Indikationen:** Radialisparese

Grössen in cm:

S	M	L
13-16	16-18	18-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>		

MR 2083	Ersatz-Fingerschlaufe
MR 2084	Ersatz-Daumenschlaufe
<i>Erhältlich links / rechts, Grössen S, M, L</i>	



### Lagerungsschiene "Eco"

**Art. Nr. 125 / MiGeL. Nr. 23.21.01.00.1**

Leichte Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenkes, der Finger und des Daumens. Einfach und ohne Zusatzmittel formbar. Die weiche Schaumstoffpolsterung ist widerstandsfähig und einfach zu reinigen. Flexion der MCP-Gelenken bis zu 60° und eine Extensions-/Flexionspositionierung im Handgelenk.

Ein Rohling, der sehr gut gepolstert ist und angepasst werden kann.

**Indikationen:** Ruhigstellung des Handgelenkes, der Finger und des Daumens

**Größen in cm:**

S	M	L
5.7-7.0	7.3-8.3	8.6-9.5
<i>Messen Sie bitte die Handbreite auf der Höhe der MCP-Gelenke</i>		



### Air Soft Handorthese

**Art. Nr. 325 / MiGeL. Nr. 99.01.01.01.1**

Anatomische Lagerungsorthese zur korrekten Positionierung des Handgelenkes, der Finger und des Daumens. Ein individuell formbarer Aluminiumrahmen ermöglicht statische und progressive Ruhigstellung. Ohne aufwendige Verfahren an anatomische Veränderungen anpassbar. Ventilierendes und absorbierendes Lining-Material verhindert übermässige Hitzestauungen.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, post-operative Ruhigstellung des Handgelenkes, zu empfehlen bei leichter bis moderater Spastik

**Größen in cm:**

S	M	L
5.7-7.0	7.3-8.3	8.6-9.5
<i>Messen Sie bitte die Handbreite auf der Höhe der MCP-Gelenke</i>		



### Air Soft Volare Handgelenksschiene

**Art. Nr. 302 / MiGeL. Nr. 23.21.01.00.1**

Schiene zur neutralen Positionierung des Handgelenks. Die Fingerfunktion bleibt somit vollständig erhalten.

Der formbare Aluminiumrahmen ist weich abgepolstert und erlaubt dem Patienten ausreichende Unterstützung, während die Schiene leicht und angenehm zu tragen ist.

**Indikationen:** Karpaltunnelsyndrom, Sehnenentzündung, Handgelenksverstauchungen, Verbrennungen Unterarm und Handrücken

**Größen in cm:**

S	M	L
5.7-7.0	7.3-8.3	8.6-9.5
<i>Messen Sie bitte die Handbreite auf der Höhe der MCP-Gelenke</i>		



### Kompressionshandschuh, offene Fingerspitzen

#### Art. Nr. EU902

Weich und angenehm zu tragender Kompressionshandschuh zur Behandlung von leichten Ödemen in den Fingern und der Hand. Flache Nähte und offene Fingerspitzen erhöhen den Tragekomfort.


Bitte geben Sie die Seite rechts/links an. Farbe: Champagner.

**Indikationen:** Leichte Ödeme im Hand- und/oder Fingerbereich, postoperativ nach Mamma ablatio

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L
17.8	20.3	22.8	25.5

Messen Sie bitte den Handumfang auf Höhe der Fingergrundgelenke, ohne den Daumen. Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, bestellen Sie bitte die grössere.



### Kompressionshandschuh, geschlossene Fingerspitzen

#### Art. Nr. EU903

Gleiche Kompression und Länge wie Art. 902 mit dem Unterschied, dass die Fingerspitzen geschlossen sind. Sehr leichtes Material mit ausgezeichneten Trageeigenschaften. Selbst die Nähte der Fingerspitzen üben keinen unangenehmen Druck aus.


Bitte geben Sie die Seite rechts/links an. Farbe: Champagner.

**Indikationen:** Leichte Ödeme im Hand- und/oder Fingerbereich, postoperativ nach Mamma ablatio

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L
17.8	20.3	22.8	25.5

Messen Sie bitte den Handumfang auf Höhe der Fingergrundgelenke, ohne den Daumen. Liegen die Masse zwischen zwei Grössen, bestellen Sie bitte die grössere.



### Kompressionshandschuh, lange Ausführung

#### Art. Nr. EU905

Gleiche Wirkungsweise wie Art. 903 jedoch in längerer Ausführung. Sehr leichtes Material mit ausgezeichneten Trageeigenschaften.

Bitte geben Sie die Seite rechts/links an. Farbe: Champagner.

**Indikationen:** Leichte Ödeme im Hand- und/oder Fingerbereich, postoperativ nach Mamma ablatio

**Grössen in cm:**

L
25.5

Messen Sie bitte den Handumfang auf Höhe der Fingergrundgelenke, ohne den Daumen.





### Thenax Basic Standard

**Art. Nr. EU2014 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1**

Bandage zur Behandlung von Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes. Das Klettverschlussystem erlaubt eine spezifische Kompression und Stützung des Thenarmuskels, wodurch eine Abduktion des Daumens erreicht wird. Eine beschichtete Schiene, die entfernt und einfach angepasst werden kann, stützt zusätzlich.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, Rhizarthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Basic Kurz

**Art. Nr. EU2015 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1**

Bandage zur Behandlung von Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes. Gleiche Konstruktion wie Art. EU2014, jedoch kürzere Ausführung.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, Rhizarthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Form Standard – NeoTex

#### Art. Nr. EU2050 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1

Innovatives Konzept: Kombination einer statischen Kunststoffschiene mit einer elastischen Daumenbandage. NeoTex garantiert eine angenehme Wärme und eine komfortable Passform zugleich.

Die Bandage bietet die Möglichkeit, die Kunststoffplatte innerhalb der Bandagentasche anzupassen. Durch einfaches Einfüllen von heissem Wasser direkt in die Bandagentasche, wird das Thermoplast weich und formbar und lässt sich innerhalb kurzer Zeit sicher und anatomisch korrekt am Patienten anpassen. Überschüssige Flüssigkeit wird mit einem Handtuch entfernt. Das Material härtet innerhalb weniger Minuten und kann mehrfach wiedererwärmt werden.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, posttraumatische und postoperative Reizzustände

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Form Mittel – NeoTex

#### Art. Nr. EU2051 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1

Vergleichbare Konstruktion wie Art. Nr. EU2050, jedoch in einer mittellangen Ausführung, 3 cm länger.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, posttraumatische und postoperative Reizzustände

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Form Stabil – NeoTex

#### Art. Nr. EU2052 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1

Vergleichbare Konstruktion wie Art. Nr. EU2050, jedoch in einer längeren und dadurch stabileren Ausführung, 7 cm länger, insbesondere um das CMS-Gelenk zu immobilisieren.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, posttraumatische und postoperative Reizzustände

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Form Standard – SensiTex

#### Art. Nr. EU2061 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1

Innovatives Konzept, durch Kombination einer statischen Kunststoffschiene mit einer elastischen Daumenbandage. Das atmungsaktive SensiTex garantiert einen erhöhten Tragekomfort.

Die Bandage bietet die Möglichkeit, die Kunststoffplatte innerhalb der Bandagentasche oder ausserhalb direkt am Patienten anzupassen. Die Klebfähigkeit des thermoplastischen Materials wurde durch eine spezielle Beschichtung gehemmt. Durch einfaches Einfüllen von heissem Wasser direkt in die Bandagentasche, wird das Thermoplast weich und formbar und lässt sich innerhalb kurzer Zeit sicher und korrekt am Patienten anpassen. Überschüssige Flüssigkeit wird mit einem Handtuch entfernt. Das Material härtet innerhalb weniger Minuten und kann mehrfach wiedererwärmt und neu angepasst werden.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, posttraumatische und postoperative Reizzustände

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Form Mittel – SensiTex

#### Art. Nr. EU2062 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1

Vergleichbare Konstruktion wie Art. Nr. EU2061, jedoch in einer mittellangen Ausführung, 3 cm länger.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenkes, posttraumatische und postoperative Reizzustände

**Grössen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax TriTex Stabil

**Art. Nr. EU2074 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1**

Bandage zur Behandlung von Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenks. Das Klettverschlussystem erlaubt eine spezifische Kompression, wodurch eine Abduktion des Daumens erreicht wird.

Eine beschichtete Schiene, die entfernt und angepasst werden kann, bietet eine zusätzliche Stütze. Der Daumenballen ist angenehm gepolstert. Das TriTex Material liefert eine sehr gute Kompression und behält die nötige Elastizität, es stützt, schützt und ist darüber hinaus noch atmungsaktiv.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrundgelenkes, Rhizarthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax TriTex Kurz

**Art. Nr. EU2075 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1**

Vergleichbare Konstruktion wie Art. Nr. EU2074, jedoch in einer kürzern Ausführung.

**Indikationen:** Verletzungen des Daumengrundgelenks, Rhizarthrose

**Größen in cm:**

XS	S	M	L	XL
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Manex-Thenax Primary Soft

**Art. Nr. MR 2182 / MiGeL. Nr. 05.07.03.00.1**

Kurze Handgelenksbandage aus TriTex mit einer leichten Daumenunterstützung zur effizienten Schmerzlinderung. Das zusätzliche Band um das Handgelenk bietet eine optimale Unterstützung ohne die Funktionen der Hand zu beeinträchtigen.

Das Design wurde kreisförmig angelegt, mit drei Velcroverschlüssen und einer Lycraeinlage für optimalen Komfort. Durch das angenehme Material ist die Bandage auch angenehm für druckempfindliche Patienten zu tragen.

**Indikationen:** Schmerzen, Osteoarthritis, Osteoarthritis, Rheuma, Tendinitis, ALS ( Amyotrophe Lateral Sklerose)

**Größen in cm:**

S	M	L
14-16	16-18	18-20
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>		



### Thenax Duo Soft

**Art. Nr. MR 2183 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1**

Daumenbandage aus TriTex zur Unterstützung und Stabilisierung des MCP- und CMC-Gelenks. Ein individuell einstellbares Band positioniert den Daumen und stabilisiert die radiale Abduktion. Velcroverschlüsse mit Lycra sorgen für ein einfaches An- und Ausziehen.

**Indikationen:** Arthrose des Daumensattelgelenks, adduktionale Kontraktur mit Schmerzen

**Größen in cm:**

XXS	XS	S	M	L
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				



### Thenax Duo Stable

**Art. Nr. MR 2184 / MiGeL. Nr. 05.07.01.00.1**

Daumenbandage aus TriTex zur Stabilisierung der CMC und MCP-Gelenke. Das dorsale Band mit einer feinen Plastikplatte unterstützt den Daumenballen bei der Abduktion. Velcroverschlüsse mit Lycra sorgen für ein einfaches An- und Ausziehen.

**Indikationen:** Schmerzen, Rhizarthrose, Osteoarthritis, Rheuma, Tendinitis

**Größen in cm:**

XXS	XS	S	M	L
12-14	13-14	14-16	16-18	18-20
<i>Messen Sie bitte den Handgelenksumfang.</i>				