

Knetmasse



Royal Putty, Dynamische Handtherapie

Die Knetmasse für dynamische Handtherapie wurde in Zusammenarbeit mit Handtherapeuten entwickelt und auf die jeweiligen Anforderungen der Rehabilitationsmassnahmen abgestimmt.

Die Knetmasse reagiert entsprechend der ausgeübten Intensität: hohe Intensität = hoher Widerstand, geringe Intensität = geringer Widerstand. Diese Eigenschaften eignen sich hervorragend, um den unterschiedlichen therapeutischen Massnahmen gerecht zu werden. Royal Putty enthält kein Latex und besteht gänzlich aus Paraffin, daher kann es als ungiftig und antiallergisch eingestuft werden.

Fünf unterschiedliche Farben reflektieren die einzelnen Widerstandsstufen. Eine weitere individuelle Abstimmung ist durch die Kombination der verschiedenen Knetmassen möglich.

Art. Nr.:

Widerst.	XX-Soft	Soft	Medium	Hard	X-Hard
85 g	1111	1113	1114	1115	1116
2.25 kg	1121	1123	1124	1125	1126