

Behandlung von Beugekontrakturen



Handorthese Pucci Air – Kurz

Art. Nr. 403 / MiGEL. Nr. 05.07.04.00.1

Pucci Air, eine therapeutische Handorthese, die mit Hilfe einer aufblasbaren Luftkammer die Finger kontinuierlich und schonend streckt. Eine innovative Versorgung bei starken Fingerbeugekontrakturen. Die Orthese wird dem Patienten vor dem Aufblasen angelegt, das Ventil muss dabei auf der lateralen Handseite sein. Die Luftkammer wird mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe individuell aufgeblasen. Inkl. Waschbeutel. Ausführung links und rechts. Ersatzbezug und Kindergrößen auf Bestellung erhältlich.

Indikation: Lagerung der Hand zur Vermeidung und Verbesserung von Fingerbeugekontrakturen bei Hemiplegie und Schädelhirntrauma

Größen in cm:

Universal, Handbreite über den Fingergrundgelenken (MCP ohne Daumen) bis 12 cm, Links/Rechts



Handorthese Pucci Air – T

Art. Nr. 405 / MiGeL. Nr. 99.01.01.01.1

Innovative Finger-/Handorthese, die mit Hilfe einer aufblasbaren Luftkammer die Finger kontinuierlich und schonend streckt. Die anatomische Form der Luftkammer dient der Abduktion des Daumens. Pucci Air T dient ebenfalls der Versorgung bei starken Fingerbeugekontrakturen und verhindert eine starke Adduktion des Daumens. Sollte der Patient eine Flexionskontraktur von ca. 5° im Handgelenk aufweisen, formen kann der Orthesenrahmen entsprechend der volaren Handseite geformt werden. Die Orthese wird dem Patienten vor dem Aufblasen angelegt, das Ventil muss dabei auf der lateralen Handseite sein. Die Luftkammer wird mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe individuell aufgeblasen. Inkl. Waschbeutel. Ausführung links und rechts. Ersatzbezug ab Lager und Kindergrößen auf Bestellung erhältlich.

Indikationen: Lagerung der Hand zur Vermeidung und Verbesserung von Finger- und Handgelenksbeugekontrakturen bei Hemiplegie und Schädelhirntrauma

Größen in cm:

Universal, Handbreite über den Fingergrundgelenken (MCP ohne Daumen) bis 13 cm, Links/Rechts



Handorthese Pucci Air

Art. Nr. 413 / MiGel. Nr. 99.01.01.01.1

Basierend auf dem Art. 405 beinhaltet dieses Produkt je eine Luftkammer für den Hand- und Fingerbereich. Dadurch können Hand und Finger schonend gestreckt werden. Der Orthesenrahmen kann durch biegen individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden. Inkl. Waschbeutel. Ausführung links und rechts. Ersatzbezug ab Lager und Kindergrößen auf Bestellung erhältlich.

Indikationen: Lagerung der Hand zur Vermeidung und Verbesserung von Finger- und Handgelenksbeugekontrakturen bei Hemiplegie und Schädelhirntrauma

Größen in cm:

Universal, Handbreite über den Fingergrundgelenken (MCP ohne Daumen) bis 10.5cm, Links/Rechts