

Fuss



Elastische Bandage

Art. Nr. 4016 / MiGeL. Nr. 05.02.03.00.1

Eine ideale Kombination einer elastischen Stützbandage mit einem leichten Kompressionsstrumpf. Hervorragend geeignet, um die Schwellung im Sprunggelenk zu reduzieren und den Fuss auf eine sanfte Art zu stützen. Zusätzlich wird eine Optimierung der Propriozeption erzielt. Aufgrund des flachen Profils, kann die Bandage in jedem noch so engen Schuh getragen werden.

Indikationen: Leichte Sprunggelenksverletzungen, rheumatoide Arthritis im Sprunggelenk

Grössen:
Schuhgrössen

S	M	L	XL
34-40	40-43	44-46	46-...



Sprunggelenksstütze Sport

Art. Nr. 8075 / MiGeL. Nr. 05.02.04.00.1

Entwickelt zur Prävention von Sportverletzungen sowie Behandlung akuter und chronischer Sprunggelenksverletzungen. Die leichte und vielseitig einsetzbare Sprunggelenksstütze wird aus einem sehr widerstandsfähigen Nylon gefertigt. Austauschbare Kunststoffschienen bieten eine exzellente laterale sowie mediale Stabilität und sind am inneren und äusseren Knöchel ausgespart. Durch das zusätzliche Bandverschlusssystem wird eine Migration der Ferse verhindert und die laterale Sicherung erhöht. Das angenehm weiche und elastische Material über der Achillessehne erhöht de Tragekomfort.

Indikationen: Leichte bis mittlere Verstauchungen des Sprunggelenks

Grössen:

XS	S	M	L	XL
35-37	37-39	39-40	40-42	42-44



Sprunggelenksorthese Conform

Art. Nr. AB2340 / MiGeL. Nr. 05.02.04.00.1

Stabile anatomische Sprunggelenksorthese, gepolstert mit einem speziellen „Memory“-Schaumstoff, der sich den individuellen anatomischen Bedürfnissen des Patienten anpasst. Durch die leicht erhöhte Kompression wird das Anschwellen des Gelenkes positiv beeinflusst. Die Kombination der Sprunggelenksorthese mit einem Schnürschuh liefert eine exzellente Stabilität. Die Plantarflexion ist bis zu einem bestimmten Grad möglich und mobilisiert den Patienten. Eine ideale Sprunggelenksorthese, die es versteht, Komfort und schnelle Rehabilitation zu vereinen. Die Klettbander ermöglichen ein einfaches Anlegen der Orthese.

Indikationen: Akute Sprunggelenksverletzungen u. -verstauchungen, Supinationstrauma, Distorsion

Grössen:

Universal



Sprunggelenksorthese mit Luftkissen

Art. Nr. AB2360/AB2361 / MiGeL. Nr. 05.02.04.00.1

Die Sprunggelenksorthese mit angenehmem Doppelschaumstoff inwendig und zwei Luftkissen sorgt für eine wirksame Kompression und bietet optimale Unterstützung. Erhältlich in zwei Grössen. Durch Klettverschlüsse ist die Orthese einfach an- und abzulegen und individuell anpassbar. Universell links und rechts.

Indikationen: Verstauchungen und Instabilitäten

Grössen:

AB 2361 / Grösse S	AB 2360
7 – 12 Jahre	Standard
Höhe 21.5 cm	Höhe 25 cm



Bi-Laterale Sprunggelenksorthese

Art. Nr. AB2000 / MiGeL. Nr. 05.02.04.00.1

Eine Funktionelle Sprunggelenksorthese mit Betonung auf medialer/lateraler Stabilität bei gleichzeitiger Beibehaltung der Dorsal- und Plantarflexion.

Das zusätzliche Klettverschlussystem erzeugt eine leichte Kompression und garantiert den sicheren Sitz der Orthese. Die Polsterung besteht aus einem leichten PE-Schaum, die in Kombination mit einem flachen Schuh einen hohen Tragekomfort bietet.

Indikationen: Akute und chronische Sprunggelenksverletzungen, Prävention von Sprunggelenksverletzungen

Grössen:

Schuhgrössen

XS	S	M	L	XL
35-37	37-39	39-41	41-44	44-...



Fussnachtorthese

Art. Nr. NS2000

Eine stabile Nachtschiene, die das Sprunggelenk und die Sehnenanteile sukzessiv über einen längeren Zeitraum konstant dehnt. Das Low Profile Design und die gepolsterten Riemen, bieten eine wirksame Unterstützung. Das Polster kann zum Waschen entfernt werden. Dank den mitgelieferten Keilen kann eine zusätzliche Dorsalflexion erreicht werden. Diese Nachtschiene ist ungeeignet zum Laufen.

Indikationen: Wadenkrämpfe, Plantar Fasciitis, Achilles Tendinitis

Grössen :

S	M	L
35-38	39-44	44-47