

Sohlen und Einlagen



Bone Spur Keil – Fersenbeinpolster


Art. Nr. MR1400

Keil zur Entlastung des Fersensporn. Um eine optimale mediale Entlastung zu gewährleisten, wird links und rechts unterschieden. Aus viskoelastischem Polymer mit einer leicht klebrigen Unterseite. Waschbar mit Seife und warmem Wasser, an der Luft trocknen lassen.

Indikationen: Schmerzen in der Ferse z. B. bei Fersensporn, plantare Fasciitis, Entlastung der Ferse

Größen

S	M	L
35-39	40-42	43-46



Heel Wedge – Fersenpolster

Art. Nr. MR1401

Dieser Fersenkeil wurde speziell für eine wirksame Entlastung der Ferse und eine optimale Stossdämpfung entwickelt. Um eine optimale Erhöhung der Ferse zu erreichen, ist dieses Modell etwas länger als normale Keile. Aus viskoelastischem Polymer mit einer leicht klebrigen Unterseite. Waschbar mit Seife und warmem Wasser, an der Luft trocknen lassen.

Indikationen: Achilles Tendinitis, allgemeine Schmerzen, Entlastung oder zusätzliche Stossdämpfung der Ferse

Größen

S	M	L
35-39	40-42	43-46



Multi Pad – Multipolster Ferse


Art. Nr. MR1402

Dieser Fersenkeil wurde konstruiert, um das Fersenbein zu unterstützen und das Sprunggelenk zu zentrieren. Er besteht aus viskoelastischem Polymer mit einer leicht klebrigen Unterseite. Waschbar mit Seife und warmem Wasser, an der Luft trocknen lassen.

Indikationen: Fersenprobleme, zusammengebrochen Fettschicht, Knickfuss

Größen

S	M	L
35-39	40-42	43-46



Arch Support – Mediale Einlage

Art. Nr. MR1403

Die sehr flexible Einlage bietet gute mediale Unterstützung des Quer- und Längsgewölbes des Fusses. Aus viskoelastischem Polymer mit einer leicht klebrigen Unterseite. Waschbar mit Seife und warmem Wasser, an der Luft trocknen lassen.

Indikationen: Hoher oder tiefer Bogen, Schmerzen im Longitudinalen Bogen, wie z. B. Senkfuss

Größen

S	M	L
35-39	40-42	43-46



Thin Insole – Einlage

Art. Nr. MR1411

Diese Einlage ist dünn am Vorderfuss und dicker an der Ferse. Sie bietet optimale Entlastung und Dämpfung. Wird anstelle der Innensohle direkt in den Schuh gelegt. Die Einlage hat eine leicht klebrige Unterseite, die verhindert, dass sie in den Schuhen rutscht. Die Sohle kann falls nötig mit einer Schere zu Recht geschnitten werden.

Waschbar mit Seife und warmem Wasser, an der Luft trocknen lassen.

Indikationen: Verletzungen der unteren Extremitäten, Shin Schienen, die durch schlechte Stossdämpfung verursacht wurden, Postoperativ nach Knie- oder Hüftoperation

Größen

S	M	L
35-39	40-42	43-46