

## Nacken



### Anatomische Cervicalstütze


**Art. Nr. EU0515 / MiGeL. Nr. 05.12.01.00.1**

Cervicalstützen aus einem angenehm weichen jedoch stabilen Schaumstoffmaterial. Die anatomische Form gewährleistet einen korrekten Sitz.

**Indikationen:** Entlastung und Stabilisierung der Halswirbelsäule, Schleudertrauma, Hypermobilität und Überbelastung der Nackenmuskulatur

<b>Höhe in cm:</b>	6	8	10	12
<b>Umfang in cm:</b>	50	52	55	57

Messen Sie bitte den Umfang von der Kinnspitze bis zur Hinterhauptlinie.



## Schulter



### Cool-Blue – Schulter-Immobilisator

**Art. Nr. 4442 / MiGeL. Nr. 23.25.01.00.1**

Universelle Stabilbandage zur Ruhigstellung des Schultergelenks, Oberarmes sowie des Ellbogens. Durch den zweiteiligen Aufbau (Armschlinge und Körpermanschette) wird die Rotation im Schulterbereich verhindert. Das perforierte und offenzellige Material verbessert die Luftzirkulation und erhöht den Tragekomfort. Einfache Justierung über Klett- und Schnallenverschlüsse.

**Indikationen:** Post-Op und posttraumatische Ruhigstellung des Schultergelenks

<b>Grössen in cm:</b>	Universal
-----------------------	-----------



### Schulterabduktionskissen

**Art. Nr. 9021 / MiGeL. Nr. 05.09.01.00.1**

Anatomisches Abduktionskissen zur Stabilisierung und abduzierte Ruhigstellung des Schultergelenkes. Positionierung in 45° oder 75° Abduktion. Angenehme Lagerung durch leichten, ventilierenden und anatomisch geformten Schaumstoff. Einfache und sichere Handhabung durch Klett- und Schnallenverschlussystem.

**Indikationen:** Schulterluxation, Oberarmfrakturen, Post-Op

<b>Grössen in cm:</b>	S	M	L
-----------------------	---	---	---

## Arm



### Armschlinge

#### **Art. Nr. 1169 / MiGeL. Nr. 05.09.01.00.1**

Aus hochwertiger Baumwolle gefertigt. Die Grössen Baby und Kind sind mit lustigen Motiven bedruckt. Die tiefe Tasche garantiert eine sichere Position des Arms und des Ellbogens. Ein zusätzliches Hals-Schulterpolster garantiert eine druckfreie Positionierung. Einfach einstellbar durch Velcro am Riemen. Die Daumenschleufe gibt dem Handgelenk zusätzlichen Halt. Der Ellbogen sollte einen Winkel von 90 Grad aufweisen.

**Indikationen:** Ruhigstellung der Schulter und des Arms

**Grössen  
in cm:**

Baby	Kind	S	M	L
bis 18	18 – 23	28 – 33	33 – 40	40 – 51

**Muster Grössen Baby/Kind**

