

Rücken



Dorsum MX

Art. Nr. EU3000-3 Beige / Art. Nr. EU3000-9 Schwarz
MiGeL. Nr. 05.14.04.00.1

Elastische Rückenstütze, bestehend aus einem ventilierenden und weichen Material, das auch unter dem T-Shirt kaum aufträgt und den Ansprüchen an Tragekomfort Ihrer Patienten entsprechen wird.

Das zusätzlich über dem Lumbalbereich gekreuzte Gurtsystem ermöglicht dem Patienten eine eigenständige Stabilisierung der Position sowie die individuelle Justierung der Kompression.

Integrierte Kunststoffstäbe im Lumbalbereich wurden im „M“-Design angeordnet und verbessern somit die Passform sowie die Stabilität der Stütze. Fingerschlaufen am Klettverschlussystem vereinfachen das An- und Ablegen.

Indikationen: akute und chronische Lumbago, Lumboischialgien, degenerative Veränderungen, Diskushernie, Wirbelgleiten

Hüftumfang in

cm:

Rückenhöhe:
24 cm

| XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|-------|-------|--------|---------|---------|
| 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
| <i>Messen Sie bitte den Hüftumfang.</i> | | | | | |



Abdominalstütze

Art. Nr. 5122 / MiGeL. Nr. 05.11.10.00.1

Elastische Stützbandage nach Abdominal-Eingriffen. Das weiche Material überzeugt durch die angenehmen Trageeigenschaften und passt sich der gegebenen Körperform an.

Die Stütze übt nur einen leichten Kompressionsdruck auf den betroffenen Abdominalbereich aus und lässt sich selbstverständlich über ein Klettverschlussystem individuell einstellen.

Indikationen: Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Bauchfellverletzungen, nach abdominal-operativen Eingriffen, Rippenverletzungen

Hüftumfang in

cm:

Rückenhöhe:
20 cm

| |
|---|
| Universal 68-122 |
| <i>Messen Sie bitte den Hüftumfang.</i> |



Dorsum Posture

Art. Nr. EU3008-3 Beige / Art. Nr. EU3008-9 Schwarz
MiGeL. Nr. 05.13.01.00.1

Diese Bandage bietet eine wirksame Unterstützung als moderner „Rucksackverband“ für den Brustbereich und den Schultergürtel. Durch die Y-förmige Verstärkung am Rücken und an den Schulterriemen wird die Elastizität des Mikrofasermaterials genau reduziert und so die Wirbelsäulenaufrichtung und die Schulterpositionierung verbessert. Zwei mitgelieferte Achselpolster aus TriTex bieten einen angenehmen Tragekomfort und sorgen für eine physiologische Körperhaltung.

Indikationen: Schlüsselbeinfrakturen Tossy 1-3, Schmerzen im Nacken- und Brustwirbelsäulenbereich, Osteoporose, BWS Syndrom bei Kyphose, Haltungstraining

Tallienumfang

in cm:

| XS | S | M | L | XL |
|---|-------|-------|--------|---------|
| 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
| <i>Messen Sie bitte den Hüftumfang.</i> | | | | |