

## Hilfsmittel für eine bessere Lagerung & Entlastung

Entlastung der von Dekubitus gefährdeten oder betroffenen Körperzonen

### Fusslagerungsschienen

Art. Nr. VTAC410, 41 cm lang

Art. Nr. VTAC450, 45 cm lang

Fusslagerungsschiene aus viskoelastischem Schaumstoff mit Fersenaussparung zur Dekubitusprophylaxe oder als Behandlungshilfe von vorhandenem Dekubitus an der Ferse.



- Viskoelastischer Schaumstoff, der auf Temperaturschwankungen sehr **unempfindlich** reagiert.
- Lieferung mit Überzug
- Komplette Entlastung der Ferse
- Beugt Spitzfuss vor.
- Die Sanfte Neigung des Beins fördert die Venenzirkulation.

### Fusslagerungsschiene

Art. Nr. VDT45/SIL, 45 cm lang

Fusslagerungsschiene aus viskoelastischem Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe oder als Behandlungshilfe von vorhandenem Dekubitus an der Ferse im Stadium 1-4.



- Viskoelastischer Schaumstoff, der auf Temperaturschwankungen sehr **unempfindlich** reagiert.
- Lieferung mit Überzug
- Leicht und mit schwacher Blockierung
- Verwendung für einen oder verschiedene Patienten möglich.

## Fersentlastungskissen Gelscar

Art. Nr. VGLS13U



- Mit Gel zur Dekubitusprophylaxe.
- Reduktion des Druckes auf den Fersen.
- Vermindert das Risiko der Abscherung sowie der Erwärmung der Haut durch „Reibung“