

Positionierungs- und Lagerungskissen

Die Positionierungskissen von Asklé ermöglichen eine Vielzahl von verschiedenen Lagerungen. Sie mindern den Druck in den gefährdeten Bereichen, beugen Dekubitus vor und steigern das Wohlbefinden des Patienten.

Die leichten und beweglichen Kissen haben einen Bezug aus Promust PU (Ersatzüberzug waschbar bis 90°), der durch seine dehnbare und glatte Oberfläche die Scherkräfte reduziert und zudem wasserdurchlässig ist. Die Luftdurchlässigkeit des Überzugs und die Struktur der Mikrokügelchen aus Polystyrol sorgen für Wärmeregulierung und verhindern übermässiges Schwitzen.

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Grösse
	VCP12	Kreisförmiges Kissen		46 x 46 cm
	VCP01	Halbkreisförmiges Kissen (Spreizkissen), Knieabduktion	0.36 kg	60 x 35 cm
	VCP02	Universalkissen 1	0.23 kg	37 x 26 cm
	VCP03	Universalkissen 2	0.58 kg	56 x 40 cm
	VCP04	Zylinderförmiges Kissen	0.64 kg	Ø 21 x 60 cm
	VCP05	Fusspositionierungskissen	0.23 kg	39 x 21 cm
	VCP06	Handpositionierungskissen	0.23 kg	39 x 21 cm
	VCP07	Hüftabduktionskissen	0.43 kg	35 x 28 cm
	VCP08	Laterales Positionierungskissen 30° Patientengrösse > 165 cm	2.2 kg	182 x 54 cm
	VCP11	Laterales Poitionierungskissen 30° Patientengrösse < 165 cm	2 kg	170 x 54 cm
	VCP09	Halbkreispositionierungskissen	1.9 kg	137 x 80 cm
	VCP10	Tasche	0.65 kg	80 x 90 cm
Set - Angebot	VCP/KIT01	Set 1, alle Artikel ausser VCP08		
Set - Angebot	VCP/KIT02	Set 2, alle Artikel ausser VCP11		
	19171	Meliseptol® Foam pure, für sanfte und schnelle Desinfektion		750 ml

Ersatzüberzüge auf Bestellung erhältlich.