

# Thermoplastisches Material Mediroyal Comfort



- Einseitig beschichtetes Material mit hohem Tragekomfort
- Die Oberflächenbeschichtung kann leicht abgewaschen werden und trocknet schnell
- Optimal für empfindliche Patienten

**Empfohlener Gebrauch:**  
Daumenorthesen, kleinere Handschienen

**Erhältlich in:**  
1,6 mm und 2,0 mm Stärke,  
Micro- und Multiperforation  
Beige/beige, Blau/grau  
Plattengrösse: 30 x 45 cm

**Art. Nr. :**

DRC16100/3	1,6 mm, microperforiert, beige/beige
DRC16127/3	1,6 mm, microperforiert, blau/grau
DRC20100/3	2,0 mm, microperforiert, beige/beige
DRC20127/3	2,0 mm, microperforiert, blau/grau
DRC20300/3	1,6 mm, multiperforiert, beige/beige

Memory



80%

Stabilität



50%

Kontrollierte Ausdehnung



80%

Bindung



90%

Formbarkeit



90%

Oberflächenbeschichtung



90%