


Thermoplastisches Material Mediroyal Flex



- Stabiles Material mit 100% Elastizität und Memory Effekt
- Selbstklebend bei Erhitzen
- Gute thermoplastische Fähigkeiten und läuft nicht ein
- Kann mehrmals neu angepasst werden

Empfohlener Gebrauch:

Finger, Daumen und aktive Handorthesen

Erhältlich in:

1,6 mm und 2,4 mm Stärke, Microperforiert
Frostweiss, blau und schwarz
Plattengrösse: 30 x 45 cm

Art. Nr.

TH2040-18	1,6 mm weiss
TH2070-18	1,6 mm blau
TH2030-18	2,4 mm weiss
TH2095-18	2,4 mm blau

Memory



100%

Stabilität




80%

Kontrollierte
Ausdehnung



100%

Bindung



100%

Formbarkeit



80%