


Thermoplastisches Material Turbocast



- Durch Erhitzen verformbares Schienenmaterial mit dünner Schaumstoffbeschichtung
- Erhitzen im Wasserbad bei 70°-75° oder Heissluft
- Sehr leicht verformbar
- Memory Effekt
- Sehr rutschfest durch Beschichtung
- Klebt nicht beim Verarbeiten mit Wasser
- Klebt unter Druck oder mit Heissluft
- Klebt nicht auf der Haut, höchster Tragekomfort

Erhältlich in:

0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm und 4,0 mm
Ohne Perforation, mini-, micro- oder multiperforiert
Farben: hautfarbig, gelb, grün
Größe: 60 x 45 cm

Bestellcode:

A Turbocast	T		
B Dicke	0,8 mm = 08 2,5 mm = 25	1,6 mm = 16 3,0 mm 30	2,0 mm = 20 4,0 mm = 40
C Perforation	Non perfo = 0 Mini perfo = 2	Micro perfo = 1 Multi perfo = 3	
D Farbe	Hautfarbig = 0	Blau = 2	Grün = 3

Beispiel: Sie möchten Turbocast, 2 mm, non perforiert, blau

Ihre Art. Nr.: A B C D
 T 20 0 2