

Sport



Schulterchutz

Art. Nr. 8010

Ein anatomischer Schulterchutz zur Stabilisierung und Kompression einer verletzten Schulter. Der Schutz ist aus NeoTex hergestellt, einem Material mit sehr guter Kompression und Stabilität. Der Schutz ist dank seiner durchdachten Spannbandlösung für die linke und rechte Schulter anwendbar.

Indikationen: Prophylaxe, Kontusion, Schulterarthrose, Subluxation bei Hemiplegie, Schlüsselbeinfrakturen

Größen in cm:

XS	S	M	L
25-28	28-32	32-35	35-38



Ellbogenschutz


Art. Nr. 8020

Durch das optimale, anatomische Design gibt dieser Ellenbogenschutz einem verletzten Ellenbogengelenk gute Kompression und Stabilität. Der Schutz ist aus NeoTex hergestellt. Klettbandverschluss für einfaches und praktisches Anpassen und Anlegen.

Indikationen: Prophylaxe, Ellbogenprellung, Instabilität, post-operative Nachbehandlung

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
20-23	23-25	25-28	28-31	31-33	33-36



Ellbogenschutz für Handballspieler

Art. Nr. 8101

Einziger Ellbogenschutz, dessen anatomische Formgebung speziell für Handballspieler geschaffen ist. Der Schutz ist aus wärmendem NeoTex gefertigt und besitzt ein besonderes Schutzpolster aus stossdämpfendem PU-Schaumstoff. Das Polster ist mit einer verschleissfesten Oberflächenschicht aus Kevlar™ überzogen, die auch bei extremer Beanspruchung für bestmögliche Festigkeit sorgt.

Indikationen: Schutz vor Prellungen, Hämatomen und Distorsion

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
20-23	23-25	25-28	28-31	31-33	33-36





Handgelenkband Universal

Art. Nr. 8031

Eine praktische und einfache Handgelenkstütze, die speziell geformt ist, um die Greiffunktion in der Handfläche nicht zu stören, besonders bei Sportarten wie Tennis oder Golf und anderen Sportarten, wo die Greiffähigkeit wichtig ist. Das besonders elastische Stabilisierungsband ermöglicht eine individuelle Anpassung.

Indikationen: Tendovaginitis, Stauchungen im Handgelenk

Grössen in cm:

Universal



Rückenschutz

Art. Nr. 8040

Leicht stabilisierender Rückenschutz aus NeoTex mit Klettbandverschluss vorne zur einfachen und praktischen Anbringung. Der Schutz ist so gearbeitet, dass er leichte Stabilität verleiht und den verletzten Bereich gut wärmt.

Indikationen: Akute und chronische Lumbago, Ischialgie

Grössen in cm:

S	M	L	XL	XXL
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120



Rückenschutz Stabil


Art. Nr. 8041

Ein stabiler Rückenschutz aus NeoTex, der mit fünf stabilisierenden flexiblen Plastikschienen im Rückenteil versehen ist. Die Schienen sind auf einzigartige Weise angebracht, so dass eine optimale Stabilität erreicht wird. Die zusätzlich stabilisierenden Bänder verbessern Stabilität und Kompression über dem Lumbalbereich. Dank Klettbandverschluss einfach und praktisch anzubringen.

Indikationen: Wirbelgleiten, Instabilität, Lumbosacral

Grössen in cm:

S	M	L	XL	XXL
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120





Knieschutz Basic

Art. Nr. 8050

Anatomischer Knieschutz, der durch seine Form und das NeoTex Material die bestmögliche Unterstützung und Kompression bietet. Der Knieschutz stabilisiert die Kniegelenke leicht und wirkt Schwellungen entgegen.

Indikationen: Prophylaxe, Arthritis, leichte Arthrose, Kniegelenkserguss

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-39	38-42	42-46	46-50



Knieschutz mit offener Patella

Art. Nr. 8051

Ein anatomischer Knieschutz aus NeoTex Material, der so geformt ist, dass er ein verletztes Kniegelenk stabilisiert und stützt. Die Öffnung auf der Vorderseite entlastet und stabilisiert die Kniescheibe leicht bei allgemeinen Kniescheibenproblemen.

Indikationen: Weichteildefekt Kniegelenk

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-39	38-42	42-46	46-50



Knieschutz mit flexiblen Schienen


Art. Nr. 8052

Anatomischer Knieschutz, der durch seine Form und das NeoTex Material die bestmögliche Unterstützung und Kompression bietet. Zwei Federschienen sind innen und aussen am Kniegelenk angebracht, um das Kniegelenk zusätzlich zu stützen. Ein U-förmiges Patellapolster stützt und stabilisiert die Kniescheibe. Halbelastische Klettbandverschlüsse gestatten einfaches und problemloses Anbringen und Einstellen.

Indikationen: Jumpers Knee, Instabilität der Seitenbänder, Chondropathie

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-39	38-42	42-46	46-50





Knieschutz mit Stabilisierungsschienen

Art. Nr. 8053

Ein anatomisch geformter und stabilisierender Knieschutz mit zwei Metallschienen mit Doppelführung für höchste Stabilität. Die Schienen liegen in einem offenen Steckfach und lassen sich zum Verstellen leicht aus der Bandage herausnehmen. Das NeoTex Material sorgt für Stabilisierung und Kompression. Mit den elastischen Bändern lässt sich der Schutz gut anpassen und einstellen.

Indikationen: mediale und laterale Knieinstabilität, Gonarthrose

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-39	38-42	42-46	46-50



Condro Band

Art. Nr. 8054

Ein praktischer und wirksamer Schutz zur Entlastung der Kniescheibe und/oder der Kniescheibensehne. Der Schutz ist aus s. g. „Shark Skin“ NeoTex hergestellt und bietet optimale Passform und einen sicheren Schutz. Das beigelegte Patellapolster wird auf der Patellasehne angebracht und der Schutz wird dann mit Klettverschlüssen verschlossen.

Indikationen: Patellaspitzen-Syndrom

Grössen in cm:

S	M	L	XL
32-35	35-38	38-42	42-46



Knieschutz für Handballspieler

Art. Nr. 8100

Ein einzigartiger Handballerknieschutz aus stabilisierendem und stossdämpfendem NeoTex. Der Knieschutz ist anatomisch geformt für optimalen Komfort bei bestmöglicher Funktion. Das mit Kevlar™ versehene Polster dient dem Schutz des gesamten Knies bei Training und Spiel. Dank seiner einzigartigen Form ergibt sich bei sämtlichen Fallwinkeln zum Kniegelenk eine wirksame Dämpfung. Aufgrund des einmaligen SoftTex Materials in der Kniekehle lässt sich der Schutz sehr bequem tragen.

Indikationen: Schutz vor Hautschürfungen, Prellungen und Blutergüssen

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
29-32	32-35	35-39	38-42	42-46	46-50





Knieschutz für Volleyballspieler


Art. Nr. MR8004

Ein einzigartiger Volleyballknieschutz aus stabilisierendem und stossdämpfendem NeoTex. Der Knieschutz ist anatomisch geformt für optimalen Komfort bei bestmöglicher Funktion. Das mit Kevlar™ versehene Polster dient dem Schutz des gesamten Knies bei Training und Spiel. Dank seiner einzigartigen Form ergibt sich bei sämtlichen Fallwinkeln zum Kniegelenk eine wirksame Dämpfung. Aufgrund der offenen Kniekehle lässt sich der Schutz sehr bequem tragen.

Indikationen: Schutz vor Hautschürfungen, Prellungen und Blutergüssen

Grössen in cm:

S	M	L	XL
34-37	37-40	40-43	43-46



Wadenschutz

Art. Nr. 8070

Der wärmende und komprimierende Wadenschutz aus NeoTex Material dient zur Behandlung von Schienbeinproblemen, wie z.B. Knochenhautentzündungen, beim Sport. Der Wadenschutz ist anatomisch geformt und lässt sich in der Länge individuell anpassen.

Indikationen: Zerrungen oder Muskelfaserrisse der Wade

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL	XXL
34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40



Oberschenkelschutz

Art. Nr. 8060

Ein wärmender und komprimierender Oberschenkelschutz aus NeoTex. Mindert den Schmerz.

Indikationen: Muskelrisse, Hämatome, verspannte Muskulatur, Prellungen, Muskelbündelriss

Grössen in cm:

S	M	L	XL	XXL
48-50	50-52	52-54	54-56	56-58

Messen Sie bitte die dickste Stelle am Oberschenkel.



Thermohose

Art. Nr. 8110 Blau / Art. Nr. 8111 Schwarz

Eine geschmeidige und anatomische Thermohose, die besonders zum Wärmen und Stützen bei Problemen mit Leiste und Schenkel dient. Die Hose ist aus wärmendem NeoTex Material hergestellt und bietet optimale Kompression und Erwärmung bei Muskelrissen und allgemeinen Überlastungsschäden.

Indikationen: Prophylaxe (Outdoorsportarten), Hüftpathologie

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL
60	70	80	90	100



Kompressionshose

Art. Nr. 8115

Die unübertroffene Hose zur leichten Stabilisierung der Muskulatur um Hüfte und Schenkel. Die Hose ist aus sehr feinem und geschmeidigem straffenden Material gefertigt, das gut abstützt ohne zu behindern. Hergestellt aus super-elastischem Lycra Spandex.

Indikationen: Bursitis trochanterica, Leistenprobleme, Adduktorentendinitis

Grössen in cm:

XS	S	M	L	XL
60	70	80	90	100



Torhüterhose


Art. Nr. 8112

Eine geschmeidige und anatomische Thermohose, die besonders zum Wärmen und Stützen bei Problemen mit Leiste und Schenkel dient. Die Hose ist aus wärmendem NeoTex Material hergestellt und bietet optimale Kompression und Erwärmung. Das mit Kevlar™ versehene Polster dient dem Schutz bei Training und Spiel.

Indikationen: Sturzprophylaxe als Torwart, Schutz beim Ski oder Snowboard fahren

Grössen in cm:

S	M	L	XL
70	80	90	100





Fussgelenk- und Spansschutz mit Stabilisierungsband

Art. Nr. 8072

Ein einfacher und geschmeidiger Fußgelenkschutz aus NeoTex, der stabilisiert und wärmt. Der Schutz ist so geformt, dass er den Spann wärmt und strafft. Das stabilisierende „Achterband“ über dem Fußgelenk wird je nach gewünschter Stabilisierung gespannt und mit einem Klettband verschlossen. Klettbandverschluss zur einfachen und praktischen Anbringung.

Indikationen: Prophylaxe, Schwimmen, Aqua Jogging, Überdehnung der OSG Bänder (Supinationstrauma)

Größen in cm:

XS	S	M	L	XL
18-20	20-22	22-24	24-26	26-28

