

Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Basti Bade- und Liegehilfe

- Gestell schwarz pulverbeschichtet mit abnehmbarem, waschbarem Bezug
- inkl. Rückenwinkel-, Kniewinkel- und Kopfwinkelverstellung
- inkl. Brustgurt



Grundmodell							
Basti Gr. 1		Basti Gr. 2		Basti Gr. 3		Basti Gr. 4	
Sitzbreite	30 cm	Sitzbreite	35 cm	Sitzbreite	35 cm	Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	30 cm	Sitztiefe	34 cm	Sitztiefe	38 cm	Sitztiefe	44 cm
Unterschenkellänge	19 cm	Unterschenkellänge	20 cm	Unterschenkellänge	28 cm	Unterschenkellänge	28 cm
Rückenhöhe	45 cm	Rückenhöhe	61 cm	Rückenhöhe	71 cm	Rückenhöhe	82 cm
Rückenwinkel	90° - 180°	Rückenwinkel	90° - 180°	Rückenwinkel	90° - 180°	Rückenwinkel	90° - 180°
Kopfstützwinkel	0° - 90°	Kopfstützwinkel	0° - 90°	Kopfstützwinkel	0° - 90°	Kopfstützwinkel	0° - 90°
Kniewinkel	0° - 90°	Kniewinkel	0° - 90°	Kniewinkel	0° - 90°	Kniewinkel	0° - 90°
Länge Standfläche	69 cm	Länge gesamt	74 cm	Länge gesamt	88 cm	Länge gesamt	93 cm
Gewicht	4 kg	Gewicht	4,1 kg	Gewicht	4,3 kg	Gewicht	4,8 kg
max. Belastung	75 kg	max. Belastung	75 kg	max. Belastung	75 kg	max. Belastung	75 kg
56 01 000		56 02 000		56 03 000		56 04 000	
<input type="checkbox"/> St	CHF 1370.00	<input type="checkbox"/> St	CHF 1471.00	<input type="checkbox"/> St	CHF 1545.00	<input type="checkbox"/> St	CHF 1750.00

Zubehör							
Bezug mit Beckenmulde und einstellbarer Tuberkante		Kopfführungspolster verstellbar mit Klettverschluss		zusätzlicher Haltegurt, verstellbar mit Klettverschluss für den Brust- oder Beckenbereich		Untergestell Duschlüge fahrbar mit 4 bremsbaren Rollen	
<input type="checkbox"/> für Gr. 1	56 01 001	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 + 2	56 01 002	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 + 2	56 01 003	Breite gesamt	60 cm
<input type="checkbox"/> für Gr. 2	56 02 001	<input type="checkbox"/> für Gr. 3 + 4	56 03 002	<input type="checkbox"/> für Gr. 3 + 4	56 03 003	Liegehöhe	54 cm
<input type="checkbox"/> für Gr. 3	56 03 001	<input type="checkbox"/> St für Gr. 1+2	CHF 322.00	<input type="checkbox"/> St für Gr. 1+2	CHF 164.00	Länge gesamt	90 – 115 cm
<input type="checkbox"/> für Gr. 4	56 04 001	<input type="checkbox"/> St für Gr. 3+4	CHF 356.00	<input type="checkbox"/> St für Gr. 3+4	CHF 173.00	56 00 200	
<input type="checkbox"/> Aufpr. Gr. 1+2	CHF 213.00					<input type="checkbox"/> St	CHF 1170.00
<input type="checkbox"/> Aufpr. Gr. 3+4	CHF 262.00						

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST