

Bestellformular (Seite 1/2)

Fachhändler/Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Boris Dusch- und Toilettenstuhl





- anatomisch geformte Sitzschale aus PE, Farbe Stahlblau
- Untergestell aus Edelstahl
- Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder 200N
- mechanische Höhenverstellung
- 4 Doppelaufrollen 100 mm mit Totalstopp





		Grundmodell			
Boris Gr. 0		Boris Gr. 1		Boris Gr. 2	
Sitzbreite vorne	31 cm	Sitzbreite vorne	36 cm	Sitzbreite vorne	41 cm
Sitzbreite hinten	26 cm	Sitzbreite hinten	31 cm	Sitzbreite hinten	36 cm
Sitztiefe	31 cm	Sitztiefe	36 cm	Sitztiefe	41 cm
Rückenhöhe	49 cm	Rückenhöhe	51 cm	Rückenhöhe	56 cm
Sitzwinkel	(-)5° – 30°	Sitzwinkel	(-)5° – 30°	Sitzwinkel	(-)5° – 30°
Überfahrbare Toiletten- höhe	47 – 57 cm	Überfahrbare Toiletten- höhe	45 – 55 cm	Überfahrbare Toiletten- höhe	42 – 52 cm
max. Belastung	60 kg	max. Belastung	80 kg	max. Belastung	100 kg
<i>52 00 100</i>		<i>52 01 100</i>		<i>52 02 100</i>	
St	CHF 3471.20	St	CHF 3471.20	St	CHF 3471.20

		Grundmodell	
Boris Gr. 3		Boris Gr. 4	
Sitzbreite vorne	46 cm	Sitzbreite vorne	51 cm
Sitzbreite hinten	41 cm	Sitzbreite hinten	46 cm
Sitztiefe	46 cm	Sitztiefe	48 cm
Rückenhöhe	61 cm	Rückenhöhe	65 cm
Sitzwinkel	(-)5° – 30°	Sitzwinkel	(-)5° – 30°
Überfahrbare Toiletten- höhe	42 – 52 cm	Überfahrbare Toiletten- höhe	42 – 52 cm
max. Belastung	100 kg	max. Belastung	150 kg
<i>52 03 100</i>		<i>52 04 100</i>	
St	CHF 3559.50	St	CHF 3898.70

Boris Dusch- und Toilettenstuhl (Seite 2/2)

Zubehör			
<p>PU-Kopfstütze, blau, in Höhe und Tiefe verstellbar mit Edelstahlhalter</p>  <p>52 00 001</p>	<p>PU-Einlegepolster zweiteilig für Sitz und Rücken</p>  <p>für Gr. 0 52 00 101 für Gr. 1 52 01 101 für Gr. 2 52 02 101 für Gr. 3 52 03 101 für Gr. 4 52 04 101</p>	<p>Tisch mit gepolsterter Armauflagefläche und Halter</p>  <p>für Gr. 0 52 00 012 für Gr. 1 52 01 002 für Gr. 2 52 02 002 für Gr. 3 52 03 002 für Gr. 4 52 04 002</p>	<p>Toiletteneimer inkl. Deckel und Halterung als Montagesatz</p>  <p>für Gr. 0+1 52 00 102 für Gr. 2-4 52 02 102</p>
St	CHF 329.00	St	CHF 448.90
St	CHF 507.45	St	CHF 241.65

Zubehör	
<p>Abduktionsblock mit integriertem Spritzschutz</p>  <p>für Gr. 0 + 1 Breite: 7 cm, Höhe ab Sitz: 14 cm 52 01 103 für Gr. 2 – 4 Breite: 8 cm, Höhe ab Sitz: 17,5 cm 52 02 103</p>	<p>Fussstütze höhen-, kniewinkel- und fusswinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar</p>  <p>für Gr. 0 + 1 52 01 004 für Gr. 2 – 4 52 02 004</p>
St	CHF 258.35
St	CHF 440.50

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST