


Dusch- und Toilettensystem Clozitt



Der Clozitt ist eine Weiterentwicklung der Sitzorthesen-systeme Delfi und Sharky. Diese Produkte sind in ihrer Dynamik einzigartig, da sie aus einem Kunststoff hergestellt werden, der Bewegungen toleriert. Nach Jahren der Entwicklung ist es mit dem Delfi und dem Sharky gelungen, eine individuelle Sitzorthese zu entwickeln, welche Kinder beim Erlernen der motorischen Grundvoraussetzungen des Sitzens unterstützt. Die Sitzorthesensysteme können Entwicklungsstörungen im frühen Stadium ausgleichen. Weiteren Störungen und Schäden kann vorgebeugt werden. Mit dem Clozitt ist nun die Vorteile der Sitzorthesen auch während dem Duschen oder dem Toilettengang gewährleistet.

Wesentliche Eigenschaften des Clozitt:

- Die Sitzeinheit ist mit einem **Flex-Gelenk** ausgerüstet, um eine etwaige Spastizität zu lösen und das Sitzen zu dynamisieren.
- **Justierbare Rückeneinheit** z.B. für Anwender mit stärkeren Skoliosen.
- **Justierbare Beinführungselemente** (*nur in der Version Starfish möglich*) Dadurch lassen sich Abduktion, Beinlängendifferenzen und sogar Arthrodesen unkompliziert anpassen und ausgleichen.
- Lässt sich stufenlos in der Sitztiefe, Abduktion, Rückenhöhe und im Rückenwinkel einstellen und entwickelt sich so effektiv mit dem Kind
- Wirkt Fehlstellungen effektiv entgegen
- Einfach anpassbar



inkl. justierbarer Rückeneinheit

Einsatzgebiet / Krankheitsbild:

- Geeignet für Kinder bis 135 cm Körpergrösse im Alter zwischen 8 Monaten und 10 Jahren
- Entwickelt sowohl für hypo- wie auch hypertone Kinder
- Eignet sich für verschiedene Diagnosen wie z.B.: beginnender Skoliose, Sub- oder Luxation der Hüfte, Beckenfehlstand, Kyphose, mangelnde Kopfkontrolle, Spastizität und Hypotonie

Weitere Informationen finden Sie auf dem Bestellformular.