

# Basti

## Die vielfältige Bade- und Duschieliege



Abb. Grundmodell Basti Gr. 2, zusätzlich mit Bezug  
Beckenmulde

- **Basti bietet Sicherheit und Spass beim Baden**
- Die individuell einstellbare Liegefläche bietet dem Kind eine sichere und bequeme Position
- Die Option der Sitzmulde stabilisiert den Sitz von kleineren Kindern zusätzlich und bildet die Basis für ein aufrechtes Sitzen
- Die verstellbare Tuberkante aus flexiblem Bezugstoff definiert die Sitzfläche und stabilisiert den Sitz
- Eine zentrale Bedienung der Rückenwinkelverstellung erlaubt die Sicherung des Kindes mit einer Hand
- Basti eignet sich durch seine hochwertige Bauart auch für den Einsatz im Sandkasten oder am Meer
- Durch die niedrige Sitzhöhe bedarf es während des Badens einer geringen Wassermenge
- Mit der waagrecht einstellbaren Liegefläche ist Basti auch für Therapiezwecke einsetzbar
- Mit dem Duschuntergestell aus Edelstahl auch als Duschieliege verwendbar
- Der Bezug ist einfach abnehmbar und bei 30° zu waschen



Zentrale Verstellung des Rückenwinkels



In der Tiefe einstellbare Sitzmulde mit verstellbarer Tuberkante



Abklappbares Kopfteil



Weiche, ergonomische Kopfstütze in Höhe und Breite einstellbar, verstellbarer Brustgurt



Die Liegefläche ist in eine waagerechte Ebene einstellbar

### Technische Daten:

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
<b>Art. Nr.:</b>	56 01 000	56 02 000	56 03 000	56 04 000
<b>Sitzbreit:</b>	32 cm	35 cm	35 cm	40 cm
<b>Sitztiefe:</b>	26 cm	29 cm	36 cm	42 cm
<b>Rückenhöhe:</b>	48 cm	58 cm	68 cm	78 cm
<b>Rückenwinkel:</b>	85° - 135°	85° - 135°	85° - 135°	85° - 135°
<b>Kniewinkel:</b>	90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°
<b>Kopfstützenwinkel:</b>	-45°, 90°, 180°	-45°, 90°, 180°	-45°, 90°, 180°	-45°, 90°, 180°
<b>Länge gesamt :</b>	103 cm	116 cm	142 cm	158 cm
<b>Unterschenkellänge:</b>	29 cm	29 cm	38 cm	38 cm
<b>Fahrbares Untergestell:</b>	Breite: 57 cm / Länge: 92 cm			
<b>Sitzhöhe:</b>	0 / 5	0 / 5	0 / 5	0 / 5
<b>Sitzhöhe mit Untergestell:</b>	61 / 66	61 / 66	61 / 66	61 / 66
<b>Belastung max.:</b>	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
<b>Gewicht ohne Untergestell:</b>	4 kg	4.1 kg	4.3 kg	4.8 kg

### Zubehör:

<b>Bezug mit Beckenmulde und einstellbarer Tuberkante</b>		<b>Kopfführungspolster</b> verstellbar mit Klettverschluss	<b>zusätzlicher Haltegurt</b> , verstellbar mit Klettverschluss für den Brust- oder Beckenbereich	<b>Untergestell Duschliege</b> , fahrbar mit 4 bremsbaren Rollen
für Gr. 1	Art. Nr. 56 01 001			Breite gesamt 60 cm
für Gr. 2	Art. Nr. 56 02 001			Liegehöhe 54 cm
für Gr. 3	Art. Nr. 56 03 001			Länge gesamt 90 – 115 cm
für Gr. 4	Art. Nr. 56 04 001			
		für Gr. 1 + 2 Art. Nr. 56 01 002 für Gr. 3 + 4 Art. Nr. 56 03 002	für Gr. 1 + 2 Art. Nr. 56 01 003 für Gr. 3 + 4 Art. Nr. 56 03 003	Art. Nr. 56 00 200