



Bob

Das universelle Toilettensitz-System von Rifton



- Freistehendes, autonomes Toilettensystem in zwei Grössen.
- **Als Aufsatz auf der Toilette, mit Untergestell freistehend oder als Duschstuhl verwendbar.**
- Gefertigt aus pflegeleichtem Kunststoff mit hoher Rückenlehne und verschiedenem Zubehör.
- Stabile Konstruktion, pflegeleichte und gegen Reinigungsmittel beständige Materialien.
- Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung.
- Das System ist vielfach und leicht verstellbar.
- Grösstmögliche Funktionalität und Hygiene.
- Die Armstützen sind bei Verwendung des Untergestells für den Transfer leicht entfernbar.
- Deflektor zum Reinigen leicht abnehmbar.
- Toiletteneimer mit einem Griff nach hinten herausnehmbar.












Abb. Grundmodell Gr. 1, zusätzlich mit Rücken, Untergestell, Toiletteneimer, Tisch, Abduktionsblock und Fussbrett für Toilettensstuhl



Technische Daten:

	Gr. 1 inkl. Sitz, Deflektor mit Spritzschutz, Armlehnen und Beckengurt	Gr. 2 inkl. Sitz, Deflektor, Armlehnen und Beckengurt
Toilettensitz		
Art. Nr.	53 01 000	53 02 000
Breite Untergestell:	52 cm	52 cm
Sitzhöhe:	18 – 51 cm	18 – 51 cm
Sitzbreite:	30 cm	41 cm
Sitztiefe:	23, 28 cm	29, 34 cm
Armlehnenhöhe Sitz bis Armlehne:	14 cm	18 cm
Unterschenkellänge bis Toilettensitz:	12 – 42 cm	12 – 42 cm
Unterschenkellänge Toilettensitz:	20 – 30 cm	28 – 38 cm
Rückenhöhe:	61 cm	46 cm kurzer Rücken, 86 cm langer Rücken
Überfahrbare Toilettenhöhe:	48 cm	48 cm
Rückenwinkel:	85°, 95°, 105°	85°, 95°, 105°
Körpergrösse:	76 – 127 cm	122 – 182 cm
Belastung max.:	82 kg	82 kg

Zubehör:

 <p>Rücken mit Brustgurt und Kopfstütze für Toilettensitz Gr. 1, Höhe 61 cm</p> <p>Art. Nr. 53 01 008</p>	 <p>Langer Rücken mit Brustgurten und Kopfstütze für Toilettensitz Gr. 2, Höhe 86 cm</p> <p>Art. Nr. 53 02 009</p>	 <p>Kurzer Rücken mit Brustgurt für Toilettensitz Gr. 2, Höhe 46 cm *</p> <p>Art. Nr. 53 02 008</p>	 <p>Fahrbares Untergestell</p> <p>Art. Nr. 53 00 005</p>
 <p>Toiletteneimer mit praktischem Handgriff</p> <p>Art. Nr. 53 00 105</p>	 <p>Spritzschutz für den Deflektor Gr. 2 (bei Grösse 1 integriert)</p> <p>Art. Nr. 53 02 016</p>	 <p>Tisch für Toilettensitz*</p> <p>für Gr. 1 Art. Nr. 53 01 007 für Gr. 2 Art. Nr. 53 02 007</p>	 <p>Abduktionsblock 6 cm*</p> <p>Art. Nr. 53 00 001</p>
 <p>Fussbrett für Toilettensitz (bei Verwendung ohne dem fahrbaren Untergestell)* <i>nicht mit Abduktionsblock nutzbar</i></p> <p>für Gr. 1 Art. Nr. 53 00 102 für Gr. 2 Art. Nr. 53 00 202</p>	 <p>Fussbrett Toilettenstuhl (bei Verwendung mit dem fahrbaren Untergestell)*</p> <p>Art. Nr. 53 00 003</p>	 <p>Anbaubügel für Montage auf der Toilette</p> <p>Art. Nr. 53 00 004</p>	

* Nur auf Bestellung lieferbar