

Boris

Der robuste und komfortable Dusch- und Toilettenstuhl



Abb. Grundmodell Gr. 2, zusätzlich mit Kopfstütze, Armauflage, Toiletteinrichtung, Fussstütze und Einlegepolster

- Die anatomisch geformte, tiefgezogene Sitzschale aus PE Kunststoff mit sehr guter Rumpf- und Seitenführung bietet eine besonders hohe Sitzstabilität.
- Robustes und pflegeleichtes **Untergestell aus rostfreiem Edelstahl**, alle 4 Rollen sind feststellbar.
- Höhenverstellbare Sitzschale zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten.
- Der Sitzwinkel ist stufenlos über eine Gasdruckfeder von -5° bis $+30^\circ$ verstellbar.
- Die einsteckbare Armauflage dient zur Stabilisierung und Aufrichtung des Oberkörpers (höhenverstellbar).
- Höhen- und winkelverstellbare Kopfstütze zur Unterstützung der Kopfkontrolle.
- Hochklappbare, winkel- und höhenverstellbare Fussstütze.
- Praktische Toiletteneinrichtung
- Zuverlässiger Spritzschutz, resp. Abduktionsblock, erhältlich in zwei verschiedenen Grössen.
- Zweiteiliges Einlegepolster für noch mehr Sitzunterstützung und Komfort.
- Zur Unterstützung der Sitzposition ist der Dusch- und Toilettenstuhl mit einem Gurtsystem kombinierbar.

Technische Daten:

	Gr. 0 *	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4 *
Art. Nr.	52 00 100	52 01 100	52 02 100	52 03 100	52 04 100
Sitzbreite vorne:	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Sitzbreite hinten:	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Sitztiefe:	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Rückenhöhe:	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Sitzwinkel:	$-5^\circ - 30^\circ$	$-5^\circ - 30^\circ$	$-5^\circ - 30^\circ$	$-5^\circ - 30^\circ$	$-5^\circ - 30^\circ$
Überfahrbare Toilettenhöhe:	47 – 59 cm	47 – 59 cm	47 – 59 cm	47 – 59 cm	47 – 59 cm
Breite gesamt:	53 cm	57 cm	63 cm	67 cm	72 cm
Länge Grundgestell:	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
Max. Unterschenkelänge:	38 cm	38 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Belastung max.:	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg

* Nur auf Bestellung lieferbar

Zubehör:

 <p>PU-Kopfstütze mit Edelstahlhalterung in der Höhe und Tiefe verstellbar</p> <p>Art. Nr. 52 00 001</p>	 <p>Einlegepolster zweiteilig für Sitz und Rücken</p> <p>für Gr. 0 * Art. Nr. 52 00 101 für Gr. 1 Art. Nr. 52 01 101 für Gr. 2 Art. Nr. 52 02 101 für Gr. 3 Art. Nr. 52 03 101 für Gr. 4 * Art. Nr. 52 04 101</p>	 <p>Tisch gepolstert mit Halterung</p> <p>für Gr. 0 * Art. Nr. 52 00 012 für Gr. 1 Art. Nr. 52 01 002 für Gr. 2 Art. Nr. 52 02 002 für Gr. 3 Art. Nr. 52 03 002 für Gr. 4 * Art. Nr. 52 04 002</p>
 <p>Toiletteneimer inkl. Deckel und Halterung</p> <p>für Gr. 0/1 Art. Nr. 52 00 102 für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 52.02.102</p>	 <p>Spritzschutz/Abduktionsblock</p> <p>für Gr. 0/1 Art. Nr. 52 01 103 Breite 7cm, Höhe ab Sitz 14 cm für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 52 02 103 Breite 8 cm, Höhe ab Sitz 17.5 cm</p>	 <p>Fussstütze hochklappbar, Fusswinkel- und höhenverstellbar</p> <p>für Gr. 0/1 Art. Nr. 52 01 004 für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 52 02 004</p>

* Nur auf Bestellung lieferbar