




Technische Daten zu Clozitt



Clozitt	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3	Grösse 4	Starfish 1/2	Starfish 3/4
Art. Nr.	681720	682720	683820	684820	687720	688820
Patientengewicht ca.:	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
Sitzbreite:	26.5 cm	31 cm	36.5 cm	41.5 cm	33 cm*	47 cm*
Sitztiefe:	26.5 cm	31 cm	36 cm	41.5 cm	31 – 35 cm	35 – 47 cm
Abduktion:	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	10°	10°
Beinlängendifferenz:	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	4 cm	8 cm
Rückenbreite:	24 – 31 cm	24 – 31 cm	24 – 31 cm	24 – 31 cm	24 – 31 cm	24 – 31 cm
Rückentiefe:	11 cm	11 cm	13 cm	13 cm	11 cm	13 cm
Hüftwinkel:	-0° +30°	-0° +30°	-0° +30°	-0° +30°	-0° +30°	-0° +30°

* Sitzbreite Starfish



Einstellungsmöglichkeiten geteilte Sitzfläche Starfish