

## Bestellformular (Seite 1/2)

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

### Mirco Gehtrainer












- Grundgestell mit Greifrahmen, höhenverstellbar
- 4 Lenkrollen mit Schleifbremse, Rücklaufstopp und Totalstopp
- Geringes Transportmass, Rahmen der Gr. 2 – 4 zusätzlich faltbar



Grundmodell	
<b>Mirco Gr. 0, Farbe: grün</b> Rahmen <u>nicht</u> faltbar und <u>nicht</u> höhenverstellbar  Griffhöhe 32 cm Breite Gesamt 52 cm Länge Gesamt 57 cm Rahmengewicht 3,5 kg max Belastung 23 kg  33 00 100 <input type="checkbox"/> St <b>CHF 1510.20</b>	<b>Mirco Gr. 1, Farbe: violett</b> Rahmen <u>nicht</u> faltbar  Griffhöhe 39 – 49 cm Breite Gesamt 57 cm Länge Gesamt 69 cm Rahmengewicht 5 kg max Belastung 34 kg  33 01 100 <input type="checkbox"/> St <b>CHF 2067.85</b>

Grundmodell		
<b>Mirco Gr. 2, Farbe: rot</b> faltbarer Rahmen  Griffhöhe 53 – 66 cm Breite Gesamt 66 cm Länge Gesamt 81 cm Faltmass 81x66x43 cm Rahmengewicht 7 kg max Belastung 68 kg  33 02 000 <input type="checkbox"/> St <b>CHF 2704.45</b>	<b>Mirco Gr. 3, Farbe: blau</b> faltbarer Rahmen  Griffhöhe 74 – 99 cm Breite Gesamt 70 cm Länge Gesamt 97 cm Faltmass 97x70x44 cm Rahmengewicht 13 kg max Belastung 91 kg  33 03 000 <input type="checkbox"/> St <b>CHF 3578.05</b>	<b>Mirco Gr. 4, Farbe: blau</b> faltbarer Rahmen  Griffhöhe 88 – 126 cm Breite Gesamt 81 cm Länge Gesamt 114 cm Faltmass 114x81x44 cm Rahmengewicht 20 kg max Belastung 125 kg  33 04 000 <input type="checkbox"/> St <b>CHF 5167.30</b>

## Mirco Gehtrainer (Seite 2/2)

		Zubehör			
<p>Gepolsterte Armstützen mit Halterung</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0 – 2                    33 01 001 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 – 4                    33 02 001</p> <p><input type="checkbox"/> Paar für Gr. 0 – 2                <b>CHF 731.40</b> <input type="checkbox"/> Paar für Gr. 2 – 4                <b>CHF 753.70</b></p>		<p>Handgriffe (empfohlen für Gr. 0 – 2)</p>  <p>33 00 008</p> <p><input type="checkbox"/> Paar                                    <b>CHF 351.30</b></p>		<p>Gepolsterte Rumpfstütze mit Halterung</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0 + 1                    33 01 002 <input type="checkbox"/> für Gr. 2                         33 02 002 <input type="checkbox"/> für Gr. 3 + 4                    33 03 002</p> <p><input type="checkbox"/> St Gr. 0 + 1                    <b>CHF 812.25</b> <input type="checkbox"/> St Gr. 2                         <b>CHF 879.20</b> <input type="checkbox"/> St Gr. 3 + 4                    <b>CHF 928.45</b></p>	
		Zubehör			
<p>verstellbare Hüftfixierungshilfe mit Halterung (inkl. ein Paar Schiebegriffe)</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0 – 2                    33 01 003 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 – 4                    33 02 003</p> <p><input type="checkbox"/> St Gr. 0 – 2                    <b>CHF 612.45</b> <input type="checkbox"/> St Gr. 2 – 4                    <b>CHF 679.35</b></p>		<p>Polster für nebenstehende Hüftfixierungshilfe</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0 – 2                    33 01 004 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 – 4                    33 02 004</p> <p><input type="checkbox"/> St                                        <b>CHF 205.40</b></p>		<p>Oberschenkel fixation mit Halterung</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0 – 2                    33 01 005 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 – 4                    33 02 005</p> <p><input type="checkbox"/> Paar Gr. 0 – 2                    <b>CHF 679.35</b> <input type="checkbox"/> Paar Gr. 2 – 4                    <b>CHF 826.20</b></p>	
		Zubehör			
<p>Knöchelfixierung mit Verstellsschienen und Gurten</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0                         33 00 106 <input type="checkbox"/> für Gr. 1                         33 01 106 <input type="checkbox"/> für Gr. 2                         33 02 006 <input type="checkbox"/> für Gr. 3                         33 03 006 <input type="checkbox"/> für Gr. 4                         33 04 006</p> <p><input type="checkbox"/> St Gr. 0 + 1                    <b>CHF 266.75</b> <input type="checkbox"/> St Gr. 2 – 4                    <b>CHF 317.85</b></p>		<p>Tisch/Tablett, durchsichtig für alle Grössen</p>  <p>33 00 001</p> <p><input type="checkbox"/> St                                        <b>CHF 731.40</b></p>		<p>Schiebestange für die Begleitperson (empfohlen für Gr. 0 – 2)</p>  <p>33 00 009</p> <p><input type="checkbox"/> St                                        <b>CHF 264.85</b></p>	
		Zubehör/Ersatzteile			
<p>zusätzliche Schiebegriffe, für alle Grössen</p>  <p>33 00 002</p> <p><input type="checkbox"/> Paar                                    <b>CHF 155.20</b></p>		<p>Ersatzrollen (4 Stück) inkl. Wechselschlüssel</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0 + 1                    33 00 007 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 + 3                    33 02 007 <input type="checkbox"/> für Gr. 4                         33 04 007</p> <p><input type="checkbox"/> Satz                                    <b>CHF 444.25</b></p>			

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST