

PINGUÏN

Der Rollator speziell für Kinder



Typ 1



Typ 2



Typ 3

PINGUÏN ist ein Rollator für Kinder, der beim aufrechten Gehen die richtige Unterstützung liefert, so dass das Kind frei und ohne fremde Hilfe laufen kann.

PINGUÏN ist für Kinder geeignet, die etwa zwischen 65 cm und 120 cm gross sind.

PINGUÏN ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

- **Typ 1** hat fest fixierte Vorderräder und Hartgummikappen am Heck.
- **Typ 2** hat fest fixierte Vorderräder und Schleppräder am Heck. Wenn das Kind besser gehen kann, kann die Bremsfunktion durch die Schleppräder reduziert werden.
- **Typ 3** hat bewegliche und arretierbare Vorderräder sowie Schleppräder am Heck. Wenn das Kind besser gehen kann, kann die Bremsfunktion durch die Schleppräder reduziert werden.

Es ist möglich, den Rollator um verschiedene Optionen zu erweitern:

(Nur auf Bestellung. Lieferfrist beträgt zirka 4 Wochen)

- Handbremsen für Typ 2 und 3
- ergonomisch geformte Handgriffe
- Korb

Technische Daten:

Griffhöhe:	50 – 70 cm
Gestellbreite:	50 cm
Gestelllänge:	65 cm
Radgrösse:	14 cm
Material des Gestells:	Beschichtetes Metall mit Chromteilen
Farbe des Gestells:	Apfelgrün