

# Mirco

Der geniale Gehtrainer von Rifton, kann zum einen als Walker, zum anderen als Posteriorwalker und zu Beginn auch als Stehtrainer eingesetzt werden (von MOVE International empfohlen).



Abb. Grundmodell Gr. 2, zusätzlich mit Armstützen, Rumpfstütze, Hüftfixierung, Oberschenkel- und Knöchelfixierung

- Durch sein Baukastensystem an stützenden und unterstützenden Optionen bietet Mirco grösstmögliche Vielseitigkeit.
- Mirco ist an die Entwicklungsstufen und Fortschritte des Kindes anpassbar und somit ein Hilfsmittel, das die Arbeit in der Therapie bestmöglich unterstützt.
- Die individuell und körpernah einstellbare Rumpfstütze dient zum Stabilisieren und Ausbalancieren des Oberkörpers.
- Die Hüftfixierungshilfe unterstützt die Balance des Kindes und entlastet je nach Einstellung die Beine.
- Durch die patentierte Oberschenkelführung kann eine Abduktion der Oberschenkel erfolgen, ohne den Bewegungsbereich der Beine zu verkleinern (nur auf Bestellung erhältlich).
- Eine Besonderheit sind die mit vier Funktionen ausgestatteten Rollen: Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse, die zu jedem Grundmodell gehören.
- Die stabile und leichte Konstruktion vermittelt den Kindern das Gefühl von Sicherheit und gewährleistet gleichzeitig den Bewegungsfreiraum.
- Der Gehtrainer ermöglicht den Kindern Freiraum und Mobilität und motiviert zu Bewegung und Therapie.

## Technische Daten:

	Gr. 0 / grün	Gr. 1 / violett	Gr. 2 / rot	Gr. 3 / blau	Gr. 4 * / blau
<b>Art. Nr.</b>	33 00 100	33 01 100	33 02 000	33 03 000	33 04 000
<b>Umfang Rumpfstütze:</b>	36 – 71 cm	36 – 71 cm	56 – 102 cm	71 – 127 cm	71 – 127 cm
<b>Höhe Unterarmstützen:</b>	38 – 59 cm	45 – 67 cm	61 – 86 cm	81 – 119 cm	86 – 127 cm
<b>Griffhöhe/Höhe Gestell:</b>	32 cm	39 – 49 cm	53 – 66 cm	74 – 99 cm	88 – 126 cm
<b>Breite gesamt:</b>	52 cm	57 cm	66 cm	70 cm	81 cm
<b>Länge gesamt:</b>	57 cm	69 cm	81 cm	97 cm	114 cm
<b>Mass gefaltet (L x B x H):</b>	57x52x32 cm nicht faltbar	69x57x39 cm nicht faltbar	81x66x43 cm	97x70x44 cm	114x81x44 cm
<b>Belastung max.:</b>	23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	125 kg
<b>Gewicht:</b>	3.5 kg	5 kg	7 kg	13 kg	20 kg

\* Nur auf Bestellung lieferbar

**Zubehör:**

 <p><b>Gepolsterte Armstützen mit Halterung</b></p> <p>Einheit: Paar für Gr. 0/1/2 Art. Nr. 33 01 001 für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 33 02 001</p>	 <p><b>Gepolsterte Rumpfstütze mit Halterung</b></p> <p>Einheit: Stück für Gr. 0/1 Art. Nr. 33 01 002 für Gr. 2 Art. Nr. 33 02 002 für Gr. 3/4 Art. Nr. 33 03 002</p>	 <p><b>Handgriffe</b> (empfohlen für Gr. 0/1/2)</p> <p>Einheit: Paar Art. Nr. 33 00 008</p>	 <p><b>Schiebestange für Begleitperson</b> (empfohlen für Gr. 0/1/2)</p> <p>Einheit: Stück Art. Nr. 33 00 009</p>
 <p><b>Verstellbare Hüftfixierungshilfe mit Halterung inkl. Schiebegriffe</b></p> <p>Einheit: Stück für Gr. 0/1/2 Art. Nr. 33 01 003 für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 33 02 003</p>	 <p><b>Polster für Hüftfixierungshilfe*</b></p> <p>Einheit: Stück für Gr. 0/1/2 Art. Nr. 33 01 004 für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 33 02 004</p>	 <p><b>Oberschenkelfixierungen mit Halterung*</b></p> <p>Einheit: Paar für Gr. 0/1/2 Art. Nr. 33 01 005 für Gr. 2/3/4 Art. Nr. 33 02 005</p>	 <p><b>Knöchelfixierungen mit Verstellanschienen und Gurten*</b></p> <p>Einheit: Stück oder Paar für Gr. 0 Art. Nr. 33 00 006 für Gr. 1 Art. Nr. 33 01 006 für Gr. 2 Art. Nr. 33 02 006 für Gr. 3 Art. Nr. 33 03 006 für Gr. 4 Art. Nr. 33 04 006</p>
 <p><b>Tisch/Tablett, durchsichtig, für alle Grössen*</b></p> <p>Einheit: Stück Art. Nr. 33 00 001</p>	 <p><b>Zusätzliche Schiebegriffe, für alle Grössen*</b></p> <p>Einheit: Paar Art. Nr. 33 00 002</p>		

\* Nur auf Bestellung lieferbar