

Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Monkey Schrägliegebett

- alle Zubehörteile zur Körperführung des Kindes sind in der Höhe und Breite stufenlos und ohne Werkzeug verstellbar
- Auslösung der Winkelverstellung mit Gasdruckunterstützung, leichte Winkelverstellung um Haltung und Komfort zu optimieren
- stufenlose Verstellung der Fixationssandalen auf der Fussplatte für einen sicheren Stand
- die Fixationssandalen lassen sich nach hinten öffnen für ein einfaches Hineinstellen oder Herausnehmen des Kindes
- Fixierung durch leicht bedienbare Klettverschlüsse
- Winkelverstellbarer Therapietisch mit Kunststoffschale oder ebenen Oberfläche
- Schwenkbaren Rollen sind bei Bedarf feststellbar
- das farbenfrohe Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung



Technische Daten:

Alter:	9 Monate – 4 Jahre
Belastbarkeit:	25 kg
Neigungswinkel:	20° – 90°
Hüftbreite:	15 – 23.5 cm
Oberkörperbreite:	15 – 23.5 cm
Therapietisch:	48 x 35 cm
Gesamtmass minimal:	55 cm
Benötigte Bodenfläche:	83 x 57 cm
Gewicht Schrägliegebrett:	18.6 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST	Anzahl
NR50	Monkey	2'051.00	
GT10	Aktivitätsrahmen, nur in Verwendung mit einem Tisch	245.00	