

Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Pinguin Stehtrainer

- Stufenlose Einstellung der individuell und unabhängig voneinander einstellbaren Knie-, Becken- und Rumpfführungen ermöglicht ein Mitwachsen des Kindes sowie die perfekte Anpassung für Kinder verschiedener Körpergrößen
- leicht verstellbare Seitenpelotten für sehr schlanke bis füllige (breite) Kinder
- Fixierung durch leicht bedienbare Klettverschlüsse
- die Fixationssandalen lassen sich nach hinten öffnen für ein einfaches Hineinstellen oder Herausnehmen des Kindes
- der integrative 2-farbige Therapietisch bietet einen visuellen Kontrast und viele Einsatzmöglichkeiten in der Therapie, winkelverstellbar, erhältlich mit Kunststoffschale oder ebener Oberfläche (Deckel), Therapietisch kann auch komplett abgenommen werden
- schwenkbare Transportrollen, bei Bedarf feststellbar
- farbenfrohes Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung



Technische Daten:

Alter:	2 – 4 Jahre
Belastbarkeit:	25 kg
Hüftbreite:	15 – 26 cm
Oberkörperbreite:	15 – 25 cm
Höhe zwischen Kniepelotten bis Fussplatte:	16 – 34 cm
Beckenpolster, Oberkante bis Fussplatte:	35 – 54 cm
Therapietisch:	46.5 x 38 cm
Gesamtmass minimal:	72 cm
Benötigte Bodenfläche:	58 x 50 cm
Gewicht Stehtrainer:	14.6 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST	Anzahl
NR55	Pinguin	1'830.00	
GT10	Aktivitätsrahmen, nur in Verwendung mit einem Tisch	245.00	