

Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Rex Stehtrainer

- alle Zubehörteile zur Körperführung des Kindes sind in der Höhe und Breite stufenlos verstellbar (Verstellung ohne Werkzeug möglich)
- die stufenlose Verstellung der Fixationssandalen auf der Fussplatte garantiert einen sicheren Stand
- die Fixationssandalen lassen sich nach hinten öffnen für ein einfaches Hineinstellen oder Herausnehmen des Kindes
- Fixierung durch leicht bedienbare Klettverschlüsse
- Der winkelverstellbare Therapietisch kann wahlweise mit einer Kunststoffschale oder ebenen Oberfläche ausgestattet werden und bietet die Basis für eine Vielzahl von Aktivitäten
- schwenkbare Transportrollen, bei Bedarf feststellbar
- farbenfrohes Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung



Technische Daten:

Alter:	3 – 7 Jahre
Belastbarkeit:	35 kg
Hüftbreite:	20.5 – 30 cm
Oberkörperbreite:	20.5 – 30 cm
Höhe zwischen Knieelotten und Fussplatte:	21 – 62 cm
Beckenpolster, Oberkante bis Fussplatte:	29 – 74 cm
Thoraxpolster, Oberkante bis Fussplatte:	68 – 91 cm
Therapietisch:	56 x 42 cm
Gesamtmass minimal:	89 cm
Benötigte Bodenfläche:	70 x 58.5 cm
Gewicht Stehtrainer:	18 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST	Anzahl
DNR55	Rex	2'466.00	
GT10	Aktivitätsrahmen, nur in Verwendung mit einem Tisch	245.00	