

Bestellformular (Seite 1/2)


Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Tim der schrägverstellbare Stehtrainer

- Grundgestell mit höhen- und tiefeinstellbarer Fussplatte
- Winkelverstellung der Mittelsäule per Gasdruckfeder von (-) 15° – 45°
- inkl. Brustpelotte mit Seitenführung und Gesässpelotte
- inkl. dreidimensional verstellbaren Kniepelotten mit Patellaussparung
- inkl. Holztherapietisch mit Rand
- mit 4 Laufrollen 75 mm, mit Feststeller



Grundmodell

	<p>Tim Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergrösse von 85 cm – 115 cm</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte</td> <td>53 - 91 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.</td> <td>25 - 43 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Länge Gesamt</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Breite Gesamt</td> <td>56 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Winkel Mittelsäule</td> <td>(-) 15° – 45°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belastung max.</td> <td>40 kg</td> </tr> </table> <p>45 01 000 <input type="checkbox"/> St Gr. 1 CHF 4'920.00</p>	A	Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte	53 - 91 cm	B	Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.	25 - 43 cm	C	Länge Gesamt	90 cm	D	Breite Gesamt	56 cm		Winkel Mittelsäule	(-) 15° – 45°		Belastung max.	40 kg	<p>Tim Gr. 2 Für Benutzer mit einer Körpergrösse von 105 cm – 140 cm</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte</td> <td>75 - 115 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.</td> <td>45 – 65 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Länge Gesamt</td> <td>100 cm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Breite Gesamt</td> <td>62 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Winkel Mittelsäule</td> <td>(-) 15° – 45°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belastung max.</td> <td>60 kg</td> </tr> </table> <p>45 02 000 <input type="checkbox"/> St Gr. 2 CHF 4'920.00</p>	A	Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte	75 - 115 cm	B	Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.	45 – 65 cm	C	Länge Gesamt	100 cm	D	Breite Gesamt	62 cm		Winkel Mittelsäule	(-) 15° – 45°		Belastung max.	60 kg
	A	Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte	53 - 91 cm																																			
	B	Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.	25 - 43 cm																																			
	C	Länge Gesamt	90 cm																																			
D	Breite Gesamt	56 cm																																				
	Winkel Mittelsäule	(-) 15° – 45°																																				
	Belastung max.	40 kg																																				
A	Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte	75 - 115 cm																																				
B	Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.	45 – 65 cm																																				
C	Länge Gesamt	100 cm																																				
D	Breite Gesamt	62 cm																																				
	Winkel Mittelsäule	(-) 15° – 45°																																				
	Belastung max.	60 kg																																				
<p>Tim Gr. 3 Für Benutzer mit einer Körpergrösse von 130 cm – 165 cm</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte</td> <td>90 - 133 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.</td> <td>49 - 72 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Länge Gesamt</td> <td>115 cm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Breite Gesamt</td> <td>68 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Winkel Mittelsäule</td> <td>(-) 15° – 45°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belastung max.</td> <td>75 kg</td> </tr> </table> <p>45 03 000 <input type="checkbox"/> St Gr. 3 CHF 5'330.00</p>	A	Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte	90 - 133 cm	B	Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.	49 - 72 cm	C	Länge Gesamt	115 cm	D	Breite Gesamt	68 cm		Winkel Mittelsäule	(-) 15° – 45°		Belastung max.	75 kg																				
A	Höhe Fussplatte bis Mitte Brustpelotte	90 - 133 cm																																				
B	Höhe Fussplatte bis Aufnahme Gesässpel.	49 - 72 cm																																				
C	Länge Gesamt	115 cm																																				
D	Breite Gesamt	68 cm																																				
	Winkel Mittelsäule	(-) 15° – 45°																																				
	Belastung max.	75 kg																																				

Tim der schrägverstellbare Stehtrainer (Seite 2/2)

Farbe		Pelotten	
<input type="checkbox"/> Dormant Rot 92 00 003		Gesässpelotte einsteckbar und per Kurbel in der Tiefe zu verstellen	Kniepelotten einzeln, dreidimensional verstellbar mit Patellaaussparung
<input type="checkbox"/> Melonengelb 92 00 006		<input type="checkbox"/> Gr. 1 <i>(Standardkonfiguration bei Gr. 1+2)</i> 44 01 001	
<input type="checkbox"/> Lasuritblau metallic 92 00 010		<input type="checkbox"/> Gr. 2 <i>(Standardkonfiguration bei Gr. 3+4)</i> 44 02 001	<input type="checkbox"/> Gr. 1 44 01 002 <input type="checkbox"/> Gr. 2 44 02 002 <input type="checkbox"/> Gr. 3 44 03 002
	inkl.	<input type="checkbox"/> Gr.	inkl.

		Pelotten			
Brustpelotte mit Seitenführung, in der Höhe und Breite einstellbar		Kombinierte Spinen- + Beckenpelotten in der Tiefe, Höhe und Breite einstellbar		Kniepelotten einzeln, dreidimensional verstellbar mit einstellbaren Anlagebügeln (Kniebeugung und -streckung)	
<input type="checkbox"/> Gr. 1	44 01 003	<input type="checkbox"/> Gr. 1	44 01 004	<input type="checkbox"/> Gr. 1	44 01 005
<input type="checkbox"/> Gr. 2	44 02 003	<input type="checkbox"/> Gr. 2	44 02 004	<input type="checkbox"/> Gr. 2	44 02 005
<input type="checkbox"/> Gr. 3	44 03 003	<input type="checkbox"/> Gr. 3	44 03 004	<input type="checkbox"/> Gr. 3	44 03 005
<input type="checkbox"/> Gr. 1	CHF 462.00	<input type="checkbox"/> Paar Gr. 1 + 2	CHF 491.00	<input type="checkbox"/> Aufpreis pro Paar	CHF 149.00
<input type="checkbox"/> Gr. 2+3	CHF 478.00	<input type="checkbox"/> Paar Gr. 3	CHF 574.00		

		Pelotten			
Rückenpelotte, montiert am Schwenkarm		Kopfstütze (<u>nur in Verbindung</u> mit nebenstehender Rückenpelotte nutzbar)			
<input type="checkbox"/> Gr. 1	45 01 006	<input type="checkbox"/> Gr. 1	45 01 007		
<input type="checkbox"/> Gr. 2	45 02 006	<input type="checkbox"/> Gr. 2	45 02 007		
<input type="checkbox"/> Gr. 3	45 03 006	<input type="checkbox"/> Gr. 3	45 03 007		
<input type="checkbox"/> St	CHF 527.00	<input type="checkbox"/> St	CHF 429.00		

		Therapietisch			
Holztherapietisch mit Rand und festem Winkel		Therapietisch aus 5 mm Polycarbonat mit Rand und festem Winkel		Verstellbare Armauflage für nebenstehendem Therapietisch	
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 + 2	45 01 009	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 + 2	45 01 010	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 + 2	45 01 013
<input type="checkbox"/> für Gr. 2 + 3	45 02 009	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 + 3	45 02 010	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 + 3	45 02 013
<input type="checkbox"/> für Gr. 3	45 03 009	<input type="checkbox"/> für Gr. 3	45 03 010	<input type="checkbox"/> für Gr. 3	45 03 013
<input type="checkbox"/> St	inkl.	<input type="checkbox"/> Aufpreis	CHF 244.00	<input type="checkbox"/> St	CHF 511.00
				<input type="checkbox"/> Aufpreis	CHF 294.00

		Zubehör			
einzeln verstellbare Fussstützen		Fersenkanten in der Breite einstellbar		Fussgurte mit Klettverschluss und Umlenkrolle	
<input type="checkbox"/> Gr. 1	45 01 015	<input type="checkbox"/> Gr. 1	44 01 011	<input type="checkbox"/> Gr. 1	44 01 012
<input type="checkbox"/> Gr. 2	45 02 015	<input type="checkbox"/> Gr. 2	44 02 011	<input type="checkbox"/> Gr. 2	44 02 012
<input type="checkbox"/> Gr. 3	45 03 015	<input type="checkbox"/> Gr. 3	44 03 011		
<input type="checkbox"/> Paar	CHF 491.00	<input type="checkbox"/> Paar	CHF 129.00	<input type="checkbox"/> Paar	CHF 58.00

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST