

Monkey Schrägliegebrett

Einfache Winkelverstellung dank Gasdruckunterstützung



Art. Nr. NR50

Therapeutischer Nutzen:

Das Schrägliegebrett Monkey ist ein idealer Trainer für die Körperhaltung. Er gewährleistet bei optimaler Anpassbarkeit und langer Nutzungsdauer sichere und variable Unterstützung für den Rumpf und die Gliedmassen. Durch die Aufrichtung und den aufrechten Stand werden kognitive Wahrnehmungen wie z.B. Körperbewusstsein und die Entwicklung positiv gefördert. Eine langsam steigende Gewichtsbelastung regt die Knochenbildung an. Verschiedene Lagepositionen regen die Körperfunktionen und das Herz-Kreislaufsystem an. Gute Spiel- und Therapiemöglichkeiten bietet der kontrastreiche Therapietisch, entweder mit der Schale oder der ebenen Oberfläche.

Eigenschaften:

- alle Zubehörteile zur Körperführung des Kindes sind in der Höhe und Breite stufenlos und ohne Werkzeug verstellbar
- Auslösung der Winkelverstellung mit Gasdruckunterstützung, leichte Winkelverstellung um Haltung und Komfort zu optimieren
- stufenlose Verstellung der Fixationssandalen auf der Fussplatte für einen sicheren Stand
- die Fixationssandalen lassen sich nach hinten öffnen für ein einfaches Hineinstellen oder Herausnehmen des Kindes
- Fixierung durch leicht bedienbare Klettverschlüsse
- Winkelverstellbarer Therapietisch mit Kunststoffschale oder ebenen Oberfläche
- Schwenkbaren Rollen sind bei Bedarf feststellbar
- das farbenfrohe Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung

Technische Daten:

Alter:	9 Monate – 4 Jahre
Belastbarkeit:	25 kg
Neigungswinkel:	20° – 90°
Hüftbreite:	15 – 23.5 cm
Oberkörperbreite:	15 – 23.5 cm
Therapietisch:	48 x 35 cm
Gesamtmass minimal	55 cm
Benötigte Bodenfläche	83 x 57 cm
Gewicht Schrägliegebrett:	18.6 kg