

Pinguin Stehtrainer

Für Kinder von 2 – 4 Jahre, die stehen können, aber noch Unterstützung brauchen



Art. Nr. NR55

Therapeutischer Nutzen:

Pinguin ist als Stehtrainer vor allem für die Kinder geeignet, die zwar in der Lage sind, aufrecht zu stehen, dabei jedoch noch zusätzliche Unterstützung benötigen. Er ist leicht und schnell anpassbar und hat eine lange Nutzungsdauer. Pinguin wächst mit dem Kind mit oder kann auch für verschiedene Kinder in einer Einrichtung eingesetzt werden. Aufrechtes Stehen ist von grossem Nutzen für Kinder, da eine langsam steigende Gewichtsbelastung die Knochenbildung anregt. Die stehende Position fördert zudem die kognitive Wahrnehmung und Entwicklung, denn das Kind kann die Umwelt aus der aufrechten Position betrachten. Herz, Lunge und viele weitere Körperfunktionen werden durch das aufrechte Stehen angeregt. Eine korrekte Positionierung ermöglicht dem Kind, eine aufrechte Körperhaltung zu trainieren und anzunehmen, wodurch die Knochenentwicklung und Haltung des Kindes gefördert wird. Dieses Stehtraining bildet eine gute therapeutische Basis für das Kind.

Eigenschaften:

- Stufenlose Einstellung der individuell und unabhängig voneinander einstellbaren Knie-, Becken- und Rumpfführungen ermöglicht ein Mitwachsen des Kindes sowie die perfekte Anpassung für Kinder verschiedener Körpergrössen
- leicht verstellbare Seitenpelotten für sehr schlanke bis füllige (breite) Kinder
- Fixierung durch leicht bedienbare Klettverschlüsse
- die Fixationssandalen lassen sich nach hinten öffnen für ein einfaches Hineinstellen oder Herausnehmen des Kindes
- der integrative 2-farbige Therapietisch bietet einen visuellen Kontrast und viele Einsatzmöglichkeiten in der Therapie, winkelverstellbar, erhältlich mit Kunststoffschale oder ebener Oberfläche (Deckel), Therapietisch kann auch komplett abgenommen werden
- schwenkbare Transportrollen, bei Bedarf feststellbar
- farbenfrohes Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung

Technische Daten:

Alter:	2 – 4 Jahre
Belastbarkeit:	25 kg
Hüftbreite:	15 – 26 cm
Oberkörperbreite:	15 – 25 cm
Höhe zwischen Kniepelotten bis Fussplatte:	16 – 34 cm
Beckenpolster, Oberkante bis Fussplatte:	35 – 54 cm
Therapietisch:	46.5 x 38 cm
Gesamtmass minimal:	72 cm
Benötigte Bodenfläche:	58 x 50 cm
Gewicht Stehtrainer:	14.6 kg