

Rex Stehtrainer

Für Kinder von 3 – 7 Jahre, die stehen können, aber noch Unterstützung brauchen



Art. Nr. DNR55

Therapeutischer Nutzen:

Rex ist als Stehtrainer vor allem für die Kinder geeignet, die zwar in der Lage sind aufrecht zu stehen, dabei jedoch noch zusätzliche Unterstützung benötigen. Er ist leicht und schnell anpassbar und hat eine lange Nutzungsdauer. Rex wächst mit dem Kind mit oder kann auch für verschiedene Kinder in einer Einrichtung eingesetzt werden. Aufrechtes Stehen ist von grossem Nutzen für Kinder, da eine langsam steigende Gewichtsbelastung die Knochenbildung anregt. Die stehende Position fördert zudem die kognitive Wahrnehmung und Entwicklung, denn das Kind kann die Umwelt aus der aufrechten Position betrachten. Herz, Lunge und viele weitere Körperfunktionen werden durch das aufrechte Stehen angeregt. Eine korrekte Positionierung ermöglicht dem Kind, eine aufrechte Körperhaltung zu trainieren und anzunehmen, da durch diese die Knochenentwicklung und Haltung des Kindes gefördert wird. Dieses Stehtraining bildet eine gute therapeutische Basis für das Kind.

Eigenschaften:

- alle Zubehörteile zur Körperführung des Kindes sind in der Höhe und Breite stufenlos verstellbar (Verstellung ohne Werkzeug möglich)
- die stufenlose Verstellung der Fixationssandalen auf der Fussplatte garantiert einen sicheren Stand
- die Fixationssandalen lassen sich nach hinten öffnen für ein einfaches Hineinstellen oder Herausnehmen des Kindes
- Fixierung durch leicht bedienbare Klettverschlüsse
- Der winkelverstellbare Therapietisch kann wahlweise mit einer Kunststoffschale oder ebenen Oberfläche ausgestattet werden und bietet die Basis für eine Vielzahl von Aktivitäten
- schwenkbare Transportrollen, bei Bedarf feststellbar
- farbenfrohes Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung

Technische Daten:

Alter:	3 – 7 Jahre
Belastbarkeit:	35 kg
Hüftbreite:	20.5 – 30 cm
Oberkörperbreite:	20.5 – 30 cm
Höhe zwischen Kniepelotten und Fussplatte:	21 – 62 cm
Beckenpolster, Oberkante bis Fussplatte:	29 – 74 cm
Thoraxpolster, Oberkante bis Fussplatte:	68 – 91 cm
Therapietisch:	56 x 42 cm
Gesamtmass minimal:	89 cm
Benötigte Bodenfläche:	70 x 58.5 cm
Gewicht Stehtrainer:	18