

Cornerseat Sitztrainer

Sitzen auf Bodenhöhe mit gestreckten Beinen



Therapeutischer Nutzen:

Der Therapiestuhl ermöglicht kleinen Kindern mit verschiedensten Handicaps das Sitzen mit geraden Beinen. Die optimale Positionierung der Hüften begünstigt die korrekte Haltung des Oberkörpers. Physiologische Haltung- und Bewegungsmuster werden aktiviert. Dadurch wird die richtige Haltung gefördert und eine Verringerung der Verkrampfung der Gliedmassen erreicht. Zusätzlich wirkt das aktive Sitzen unterstützend und führt zu einer Verbesserung der Kopfkontrolle und Armfunktion.

Eigenschaften:

- Unterstützung beim Sitzen, Langsitz: gestrecktes Knie
- verstellbarer Abduktionsblock ermöglicht eine optimale Positionierung und verhindert ein Rutschen nach vorne
- Stützen des Kopfes oder der Schulter durch das Verstellen des Rückenpolsters. Bei Entfernung des Polsters kann die Oberkörperhaltung trainiert werden
- Beckengurt kann mit Klettverschluss an der Rückenseite des Rückenpolsters befestigt werden. Für eine optimale Positionierung sollte der Gurt im Winkel von 45° über das Becken des Kindes gezogen werden.
- komfortable Polsterung für bequemes Sitzen auch über längere Zeiträume
- höhen- und winkelverstellbarer Therapietisch in 2 Grössen für verschiedenste Spiel- und Lernaktivitäten
- die Kinder sitzen auf Bodenebene und sind so auf der gleichen Höhe wie die mitspielenden Kinder
- farbenfrohes Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung

Technische Daten:

| | Grösse 1 | Grösse 2 | Grösse 3 |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| <i>Art. Nr.:</i> | NR41 | NR42 | NR44 |
| Alter: | 6 Monate – 3 Jahre | 2,5 – 6 Jahre | 5 – 10 Jahre |
| Belastbarkeit: | 25 kg | 35 kg | 50 kg |
| Sitztiefe: | 16 – 26 cm | 18 – 28 cm | 20 – 30 cm |
| Rückenhöhe: | 31.5 – 42.5 cm | 44 – 62 cm | 50 – 68 cm |
| Benötigte Bodenfläche: | 49 x 50 cm | 52 x 54 cm | 60 x 63 cm |
| Gewicht Sitztrainer: | 6 kg | 9 kg | 12 kg |