

Bestellformular (Seite 1/2)





Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Bee Therapiestuhl

- empfohlenes Alter von 4 Monaten – 4 ½ Jahren
- Universalgrösse
- max. Sitzneigung nach vorne 5° und nach hinten 25°
- Bremssystem auf allen vier Rädern
- Bee ist individuell anpassbar und bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten



















Grundmodell	
Belastbarkeit:	25 kg
Sitzneigung:	5° - 25°
Sitztiefe ohne Beinverlängerung:	11 - 35 cm
Sitztiefe mit Beinverlängerung:	37 - 56 cm
Sitzbreite:	14.5 - 21 cm
Oberkörperbreite:	16 - 28 cm
Unterschenkellänge:	9.5 - 34 cm
Höhe der Rückenlehne:	35 - 45,5 cm
Sitzhöhe:	28.5 x 75 cm
Bodenauflagefläche:	78 x 65 cm
Nc01	
• St	CHF 4'900.00

Zubehör			
Sandalen  S1	Neoprenschuhe  S5	Gepolsterte Fussplatte  S6	Hochklapp- und einstellbare Fussplatte  NC02
<input type="checkbox"/> Paar CHF 209.00	<input type="checkbox"/> Paar CHF 196.00	<input type="checkbox"/> St. CHF 175.00	<input type="checkbox"/> St. CHF 475.00

Bee Therapiestuhl (Seite 2/2)

Weiteres Zubehör

<p>Abduktionsblock</p>  <p>GL24</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 310.00</p>	<p>Tibiapelotten</p>  <p>NL01</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 315.00</p>	<p>Beinverlängerung zum Sitzen mit gestreckten Beinen</p>  <p>NL02</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 665.00</p>	<p>Wegschwenkbare Thoraxpelotten mit Gurt</p>  <p>NB01</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 525.00</p>
<p>Kurze, wegschwenkbare Thoraxpelotten</p>  <p>NB02</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 395.00</p>	<p>Schultergurt</p>  <p>HB14</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 475.00</p>	<p>Thoraxweste</p>  <p>HB01</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 555.00</p>	<p>Multifunktionale Schulterpelotte (Multigrip)</p>  <p>NB03</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 505.00</p>
<p>Rückenpolster 7.5 cm</p>  <p>NB04</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 330.00</p>	<p>Stützblöcke</p>  <p>NB05</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 230.00</p>	<p>Multifunktionale Kopfstütze (Multigrip)</p>  <p>NB10</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 455.00</p>	<p>Tisch (aus Plastik oder Holz)</p>  <p>NT01</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 475.00</p>
<p>Armlehnen</p>  <p>NT02</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 315.00</p>	<p>Armlehnenbezüge</p>  <p>NT03</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 245.00</p>	<p>Greifstab</p>  <p>NT04</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 126.00</p>	<p>Aktivitätsrahmen</p>  <p>GT10</p> <p><input type="checkbox"/> St. CHF 245.00</p>

Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST