

## Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

### Beta Therapiestuhl

- empfohlenes Alter von 2 - 10 Jahren
- erhältlich in zwei Grössen
- max. Sitzneigung nach vorne 15° und nach hinten 25°
- Rückeneinstellung 15° nach vorne und 25° nach hinten
- Untergestell mit einer Höhenverstellbarkeit von 28.5 – 72.5 cm
- Bodenaufgabe fläche 78 x 65 cm
- Bremssystem auf allen vier Rädern
- Beta ist individuell anpassbar und bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten (verstellbare Fuss-, Ellenbogen-, Seiten-, Oberkörper-, Abduktionsstützen, etc.)



Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST	Anzahl
BE2/EX	Beta 2 mit X-Untergestell	2	4'259.00	
BE2-Y/EX	Beta 2 mit Y-Untergestell	2	5'130.00	
BE3/EX	Beta 3 mit X-Untergestell	3	4'313.00	
BE3-Y/EX	Beta 3 mit Y-Untergestell	3	5'180.00	
GKHR1	Kopfstütze	für Gr. 2 + 3	391.00	
GKMH	Multi-grip Kopfstütze	für Gr. 2 + 3	438.00	
GKTP1	Seitenpelotten / Paar	für Gr. 2 + 3	380.00	
GKT1	Therapietisch	für Gr. 2	537.00	
GKT2	Therapietisch	für Gr. 3	625.00	
GKCP	Sternumkeil (wird auf Tisch fixiert)	für Gr. 2 + 3	178.00	