

## Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

## Zeta Therapiestuhl

- individuelle Einstellung der Füssstützen
- Ellbogenstütze abnehm- und in der Höhe verstellbar
- Winkel verstellbarer, Beckengurt gepolstert
- Beckenstütze in Höhe und Breite verstellbar
- Sitzneigung nach hinten 20°
- Rückeneinstellung 30° nach vorne und 30° nach hinten
- Tiefe und Winkel des Arbeitstischs einstellbar, unabhängig vom Stuhlwinkel
- Sitztiefe einstellbar
- Untergestell mit einer Höhenverstellbarkeit der Sitzhöhe von 44,5 cm bis 65 cm
- Bremssystem auf allen vier Rädern
- Mögliche Accessoires: Kopfstützen, Therapietisch, Seitenpelotten, Sternumkeil, Abduktionskeil, Kniepelotten, Sandalen



Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST	Anzahl
ZE1/EX	Zeta 1	1	5'953.00	
ZE2/EX	Zeta 2	2	5'967.00	
GKHR1	Kopfstütze	für Gr. 1	391.00	
GKHR2	Kopfstütze	für Gr. 2	450.00	
GKMH	Multi-grip Kopfstütze	für Gr. 1 + 2	438.00	
GKTP1	Seitenpelotten / Paar	für Gr. 1	380.00	
GKTP2	Seitenpelotten / Paar	für Gr. 2	409.00	
GKT2	Therapietisch	für Gr. 1	625.00	
GKT3	Therapietisch	für Gr. 2	669.00	
GKCP	Sternumkeil (wird auf Tisch fixiert)	für Gr. 1 + 2	178.00	
GKOAB	Abduktionskeil	für Gr. 1 + 2	435.00	
GKKB2	Kniepelotten / Paar	für Gr. 1 + 2	469.00	
GKS2	Sandalen / Paar	für Gr. 1	209.00	
GKS3	Sandalen / Paar	für Gr. 2	215.00	