

Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

INA Therapiestuhl

- stufenlose Sitzhöhen-, Rücken- und Sitztiefenverstellung
- stufenlose Fussbankverstellung
- vorbereitet für weitere Fixierungen oder Pelotten
- Schrägverstellung (nur bei INA Mobil)
- Beckengurt mit Schnellverschluss



Technische Daten:

Masse	Sitzbreite	Sitzbreite mit Beckenführung	Sitztiefe	Sitzhöhe	Gewicht
Mini	bis 30cm	15 - 24 cm	20 - 38 cm	25 - 66 cm	Basis 11 kg / Mobil 15 kg
Basis	bis 40cm	20 - 34 cm	28 - 44 cm	25 - 66 cm	15 kg
Mobil	bis 40cm	20 - 34 cm	28 - 44 cm	25 - 66 cm	19 kg
Maxi	Bis 50 cm	30 - 44 cm	34 - 50 cm	25 - 66 cm	17 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Empfohlener Verkaufspreis CHF exkl. MWST	Anzahl
165 000	INA Basis , Standgestell mit Transportrollen	885.00	
165 050	INA Basis MINI , Standgestell mit Transportrollen	885.00	
166 000	INA Mobil , Fahrgestell mit Schrägverstellung und Trippelfunktion	1'270.00	
166 050	INA Mobil MINI , Fahrgestell mit Schrägverstellung und Trippelfunktion	1'270.00	
165 040	INA Basis MAXI , Fahrgestell mit Transportrollen	1'670.00	

Zubehör

165 080	Sitzpolster mit Wende-Optik (Kunstleder/Stoff)	99.00	
165 085	Sitzpolster mit Wende-Optik (Kunstleder/Stoff) für Version Mini	99.00	
165 090	Rückenpolster mit Wende-Optik (Kunstleder/Stoff)	99.00	
165 095	Rückenpolster mit Wende-Optik (Kunstleder/Stoff) für Version Mini	99.00	
165 400	Kopfstütze mit Seitenführung aus PU-Schaum	275.00	
165 735	Therapietisch in Holz, höhen- und tiefenverstellbar	215.00	
165 740	Therapietisch in Holz, höhen- und tiefenverstellbar für Version Mini	215.00	
165 725	verstellbare Beckenführung mit Armlehnen (Paar)	320.00	
165 730	verstellbare Beckenführung mit Armlehnen (Paar) für Version Mini	320.00	
SH 311 XS-S	Brustgurt mit Polster Grösse XS-S	250.00	
SH 311 M	Brustgurt mit Polster Grösse M	255.00	
SH 311 L	Brustgurt mit Polster Grösse L	260.00	
SH 311 XL	Brustgurt mit Polster Grösse XL	265.00	
165 636	Rumpfführungspelotten aus PU (Paar), verstellbar	148.00	
165 612	Abduktionskeil aus PU-Schaum	148.00	
500 S-L	Sitzhose Summit	334.90	
165 950	Fussriemen mit Klettverschluss (Paar)	60.00	