

Bee Therapiestuhl

Für die ganz Kleinen – zum Sitzen mit gestreckten und angewinkelten Beinen



Art. Nr. NC01

Therapeutischer Nutzen:

Mit über 20 jähriger Erfahrung in der Herstellung von Therapiestühlen hat Jenx in Zusammenarbeit mit Therapeuten und Eltern einen Therapiestuhl für Kinder von 4 Monaten bis 4 ½ Jahren entwickelt. Bee kann auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst werden und bietet so die bestmögliche Unterstützung. Durch die Beinverlängerung kann das Kind **auch mit gestreckten Beinen** auf dem Therapiestuhl sitzen. Das hydraulische Y Base Untergestell ermöglicht, dass der Stuhl sehr einfach in der Höhe verstellt werden kann und das Kind mühelos mit seinem Umfeld in Kontakt kommt, sei es am Boden mit Kindern oder am Tisch mit den Eltern.

Eigenschaften:

- empfohlenes Alter von 4 Monaten – 4 ½ Jahren
- Universalgrösse
- max. Sitzneigung nach vorne 5° und nach hinten 25°
- Bremssystem auf allen vier Rädern
- Bee ist individuell anpassbar und bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten





















Technische Daten:

Alter:	4 Monate – 4 ½ Jahre
Belastbarkeit:	25 kg
Sitzneigung:	5° - 25°
Sitztiefe ohne Beinverlängerung:	11 - 35 cm
Sitztiefe mit Beinverlängerung:	37 - 56 cm
Sitzbreite:	14.5 - 21 cm
Oberkörperbreite:	16 - 28 cm
Unterschenkellänge:	9.5 – 34 cm
Höhe der Rückenlehne:	35 - 45,5 cm
Sitzhöhe:	28.5 x 75 cm
Bodenaufgabefläche:	78 x 65 cm
Gewicht Therapiestuhl:	37 kg

Untergestell auch separat erhältlich (max. Belastbarkeit 50 kg)



Zubehör:

 <p>S1 Sandalen</p>	 <p>S5 Neoprenschuhe</p>	 <p>S6 Gepolsterte Fussplatte</p>	 <p>NC02 Hochklapp- und einstellbare Fussplatte</p>
 <p>GL24 Abduktionsblock</p>	 <p>NL01 Tibiapelotten</p>	 <p>NL02 Beinverlängerung zum Sitzen mit gestreckten Beinen</p>	 <p>NB01 Wegschwenkbare Thoraxpelotten mit Gurt</p>
 <p>NB02 Kurze, wegschwenkbare Thoraxpelotten</p>	 <p>HB14 Schultergurt</p>	 <p>HB01 Thoraxweste</p>	 <p>NB03 Multifunktionale Schulterpelotte (Multigrip)</p>
 <p>NB04 Rückenpolster 7.5 cm</p>	 <p>NB05 Stützblöcke</p>	 <p>NB10 Multifunktionale Kopfstütze (Multigrip)</p>	 <p>NT01 Tisch (aus Plastik oder Holz)</p>
 <p>NT02 Armlehnen</p>	 <p>NT03 Armlehnenbezüge</p>	 <p>NT04 Greifstab</p>	 <p>GT10 Aktivitätsrahmen</p>