

Giraffe Therapiestuhl

Vielseitig einstellbarer Sitztrainer für die Kleinen



Art. Nr. NR10

Therapeutischer Nutzen:

Der Therapiestuhl Giraffe bietet eine Vielzahl an Positionierungsmöglichkeiten. Er eignet sich sowohl für Kinder mit hoher als auch niedriger Muskelspannung, Haltungsschäden, sowie auch komplexen Bewegungsstörungen und dient zur Förderung physiologischer Haltungs- und Bewegungsmuster. Der Rückenwinkel und die Sitzneigungsverstellung sind unabhängig voneinander einstellbar. Dies bietet den Vorteil, dass eine spezifische Anpassung am Kind vorgenommen werden kann. Der im Winkel verstellbare Therapietisch und das Hochstuhluntergestell ermöglichen eine Vielzahl von Aktivitäten in der Schule und Zuhause.

Eigenschaften:

- Sitzneigungsverstellung von 0° - 25°, Position kann ohne Haltungsänderung des Kindes verändert werden (Fussplatte, Sitz-Rücken und Kopfstütze sind zusammen verstellbar)
- anpassbar in Sitztiefe und Sitzwinkel
- Hüftwinkel unabhängig von der Sitzneigungsverstellung anpassbar
- Thoraxpelotten individuell einstellbar
- Armlehnen sind höhen- und winkelverstellbar, die abnehmbaren Armstützen erleichtern das Ein- und Aussteigen
- im Winkel verstellbarer Therapietisch (unabhängig vom Sitzwinkel)
- zusätzliches Rückenpolster zur Verkürzung oder Verlängerung des Rückens je nach Grösse des Kindes
- Abduktion und Abtraktion durch individuell einsetzbare Tibiapelotten
- Schwenkbare Transportrollen, bei Bedarf feststellbar
- Positionierung auf Esstischhöhe durch Hochstuhluntergestell
- das farbenfrohe, kindgerechte Tierdesign unterstützt die therapeutischen Massnahmen zu Hause oder in der Einrichtung

Technische Daten:

Alter:	9 Monate – 4 Jahre
Belastbarkeit:	18.2 kg
Sitzneigung:	0° – 25°
Sitztiefe:	9 – 32 cm
Sitzbreite:	12 – 24 cm
Oberkörperbreite:	12 – 24 cm
Höhe der Rückenlehne:	25 – 42 cm
Therapietisch:	53.5 x 38 cm
Gesamtmass minimal:	81 cm
Benötigte Bodenfläche:	60 x 45 cm
Gewicht Therapiestuhl:	17.7 kg