

Zeta Therapiestuhl

Unterstützung für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene



Therapeutischer Nutzen:

Zeta ist für Kinder geeignet, die aus Gamma herausgewachsen sind. Zeta ermöglicht mehr muskulären Tonus bei den hypotonischen Patienten. Der Zeta Stuhl bietet eine ideale Unterstützung für den Benutzer. Zeta begleitet den Patienten bei gewissen unkontrollierbaren Bewegungen und unterstützt willkürliche Bewegungsabläufe.

Eigenschaften:

- individuelle Einstellung der Fussstützen
- Ellbogenstütze abnehm- und in der Höhe verstellbar
- Winkel verstellbarer, Beckengurt gepolstert
- Beckenstütze in Höhe und Breite verstellbar
- Sitzneigung nach hinten 20°
- Rückeneinstellung 30° nach vorne und 30° nach hinten
- Tiefe und Winkel des Arbeitstischs einstellbar, unabhängig vom Stuhlwinkel
- Sitztiefe einstellbar
- Untergestell mit einer Höhenverstellbarkeit der Sitzhöhe von 44,5 cm bis 65 cm
- Bremssystem auf allen vier Rädern
- Mögliche Accessoires: Kopfstützen, Therapietisch, Seitenpelotten, Sternumkeil, Abduktionskeil, Kniepelotten, Sandalen

Technische Daten:

	Grösse 1	Grösse 2
Art. Nr.	ZE1/EX	ZE2/EX
Alter:	8 – 13 Jahre	9 Jahre – Erwachsene
Belastbarkeit:	80 kg	80 kg
Sitzneigung:	20° nach hinten	20° nach hinten
Sitztiefe:	32.5 – 48.5 cm	40 – 53 cm
Sitzbreite:	19.5 – 30 cm	26 – 40.5 cm
Oberkörperbreite:	18.5 – 27.5 cm	18.5 – 27.5 cm
Unterschenkellänge:	9 x 47 cm	23 x 49 cm
Höhe der Rückenlehne:	41 – 51 cm	46 – 61 cm
Sitzhöhe:	44.5 – 63.5 cm	46 – 65 cm
Benötigte Bodenfläche:	85 x 66 cm	85 x 66 cm
Gewicht Therapiestuhl:	47.5 kg	54 kg