

INA Therapiestuhl

Die Antwort für viele alltägliche Aufgaben



Art. Nr.: 165 000
INA Basis



Art. Nr.: 166 000
INA Mobil



INA Mobil Mini

INA steht für „Individuell, Natürlich und Aktiv“. INA lässt keine Wünsche nach leichter Verstellung und individuelle Anpassung offen. Durch nachrüstbares Zubehör wächst INA mit den Aufgaben und der Körpergrösse, und das für Kinder und Jugendliche bis 165 cm Körpergrösse oder 75 kg Körpergewicht. Das Mitwachsen und Einstellen auf verschiedene Nutzer ist ohne Werkzeug möglich.

- INA Basis ist in drei Grössen (Standard, Mini und Maxi) und INA Mobil in zwei Grössen erhältlich (Standard und Mini)

Der INA-Therapiestuhl bietet in der Basisversion:

- Stufenlose Höhenverstellung der Fussbank, des Sitzteils und des Rückens
- Stufenlose Tiefenverstellung der Fussbank und des Sitzteils
- Stabiles Standgestell mit Transportrollen
- 3-Punkt Beckengurt mit Schnellverschluss
- Vorbereitet für weitere Fixierungen oder Pelotten
- In der Schweiz erhältlich in der Farbe blau
- Kompatibel mit Positionierungsgurten von BodyPoint und den Kopfstützen der Rehatec
- Durch weiteres Zubehör beliebig erweiterbar
- **Der INA-Therapiestuhl Basis ist auch in Version Mini und Maxi erhältlich**

Das Modell **INA Mobil** bietet zusätzlich:

- individuelle und stufenlose Schrägverstellung des Fahrgestells
- Fahrgestell mit Trippelfunktion
- vier Fahrrollen
- **Der INA-Therapiestuhl Mobil ist auch in Version Mini erhältlich**

Eine Übersicht über das Zubehör finden Sie auf dem Bestellformular.