

Madita-Fun

Der moderne, integrative Therapiestuhl



Abb. Grundmodell Madita-Fun Gr. 1, mit Stoffdesign Blau/Orange, Rückenrohre ohne Schiebegriff zusätzlich mit Standard Kopfstütze, Hüft- und Seitenpelotten

- **Madita-Fun ist in drei Grössen für Kinder vom Frühförderungsalter bis zum Kindergarten- und Schulalter einsetzbar.**
- Die integrierte Höhenverstellung des Rückens und die einstellbare Sitztiefe und Sitzbreite ermöglichen eine lange Nutzungsdauer durch das Mitwachsen des Therapiestuhls.
- Die Sitzhöhe ist z. B. zum Unterfahren verschiedener Tischhöhen oder zum Erreichen der Spielebene einfach per Gasdruckfeder zu verändern.
- Auch der Sitzwinkel lässt sich problemlos mit einer Hand durch Unterstützung einer Gasdruckfeder verstellen.
- Der Therapiestuhl Madita-Fun bietet eine ideale Grundlage zum Aufbau von individuell geformten Sitzeinheiten.
- 4 Doppellaufrollen 75 mm, 2 mit Feststeller (optional auch mit 100 mm oder 125 mm Rollen erhältlich).
- Untergestell erhältlich in Stahlblau (RAL 5011), Weissaluminium (RAL 9006) oder Dormant Rot.



Die Sitzposition ist einfach per C der Tischhöhe bis zur Spielebene



lung in die passive Sitzposition verstellbar





Höhen- und seitenverstellbare Seitenpelotten, abklappbar

Technische Daten:

| | Gr. 0 | Gr. 1 | Gr. 2 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Art. Nr. | 36 00 001 | 36 01 001 | 36 02 001 |
| Alter in Jahren: | ca. 2 – 6 | ca. 2 – 8 | ab ca. 6 |
| Sitzbreite: | 16 – 30 cm | 16 – 30 cm | 26 – 38 cm |
| Sitztiefe: | 15 – 24 cm | 21 – 30 cm | 30 – 42 cm |
| Sitzhöhe: | 25 – 60 cm | 25 – 60 cm | 25 – 60 cm |
| Unterschenkellänge max.: | 15 – 24 cm | 21 – 31 cm | 28 – 45 cm |
| Sitzwinkel: | (-)8° – 30° | (-)8° – 30° | (-)8° – 30° |
| Rückenwinkel: | (-)5° – 25° | (-)5° – 25° | (-)5° – 25° |
| Länge gesamt: | 65 cm | 65 cm | 75 cm |
| Breite gesamt: | 56 cm | 56 cm | 66 cm |
| Gewicht: | 20 kg | 20 kg | 24 kg |
| Belastung max.: | 30 kg | 30 kg | 50 kg |

Konfiguration und Zubehör:

Rücken

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
|  | |  | |
| Standard-Rücken inkl. Polster und Bezug | | Rücken mit integrierter Oberarmführung inkl. Polster und Bezug | |
| für Gr. 0 + 1 | für Gr. 2 | für Gr. 0 + 1 | für Gr. 2 |
| kurzer Rücken, 30 cm | kurzer Rücken, 40 cm | kurzer Rücken, 30 cm | kurzer Rücken, 40 cm |
| Art. Nr. 30 01 002 | Art. Nr. 30 02 002 | Art. Nr. 30 01 016 | Art. Nr. 30 02 016 |
| langer Rücken, 38 cm | langer Rücken, 48 cm | langer Rücken, 38 cm | langer Rücken, 48 cm |
| Art. Nr. 30 01 003 | Art. Nr. 30 02 003 | Art. Nr. 30 01 017 | Art. Nr. 30 02 017 |

Kopfstützen

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| Kopfstütze Standard , gepolstert, höhen- und winkelverstellbar | | Kopfstütze Seitenführung , gepolstert, höhen- und winkelverstellbar | | Kopfstütze Muschelform , gepolstert, höhen- und winkelverstellbar | |
| Gr. 0 + 1 | Art. Nr. 30 01 004 | Gr. 0 + 1 | Art. Nr. 30 01 011 | Gr. 0 + 1 | Art. Nr. 30 01 012 |
| Gr. 2 | Art. Nr. 30 02 004 | Gr. 2 | Art. Nr. 30 02 011 | Gr. 2 | Art. Nr. 30 01 012 |

Seitenpelotten

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Seitenpelotten gepolstert | | | Seitenpelotten abklappbar | | |
| für Gr. 0 + 1 | Brustbreite 16 – 23 cm | Art. Nr. 30 01 005 | für Gr. 0 + 1 | Brustbreite 16 – 23 cm | Art. Nr. 30 01 014 |
| für Gr. 0 + 1 | Brustbreite 23 – 30 cm | Art. Nr. 30 01 006 | für Gr. 0 + 1 | Brustbreite 23 – 30 cm | Art. Nr. 30 01 015 |
| für Gr. 2 | Brustbreite 26 – 32 cm | Art. Nr. 30 02 005 | für Gr. 2 | Brustbreite 26 – 32 cm | Art. Nr. 30 02 014 |
| für Gr. 2 | Brustbreite 32 – 38 cm | Art. Nr. 30 02 006 | für Gr. 2 | Brustbreite 32 – 38 cm | Art. Nr. 30 02 015 |



Hüftpelotten und Therapietisch

| | | | | | |
|--|----------------|--------------------|---|--------------------|-------|
| Hüftpelotten gepolstert und winkelverstellbar | | | Therapietisch vorsteckbar, abklappbar, abnehmbar | | |
| für Gr. 0 + 1 | Standard 21 cm | Art. Nr. 30 01 007 | Gr. 0 + 1 | Art. Nr. 30 01 010 | Gr. 2 |
| für Gr. 0 + 1 | Lang 30 cm | Art. Nr. 30 01 107 | | | |
| für Gr. 2 | Standard 28 cm | Art. Nr. 30 02 007 | | | |
| für Gr. 2 | Lang 37 cm | Art. Nr. 30 02 107 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Weiteres Zubehör Sitz

| | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--|
| Knieabduktionsblock vorsteckbar, gepolstert | | Kniestützpolster vorsteckbar, gepolstert | | Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich Art. Nr. 30 00 001 | |
| Gr. 0 + 1 | Art. Nr. 30 01 008 | Gr. 0 + 1 | Art. Nr. 30 01 009 | Anatomische Anformung im Sitzbereich Art. Nr. 30 00 002 | |
| Gr. 2 | Art. Nr. 30 02 008 | Gr. 2 | Art. Nr. 30 02 009 | | |

Rollen

| | |
|---|---|
|  |  |
| 4 Doppellaufrollen 100 mm , davon 2 mit Feststeller | 4 Laufrollen 125 mm , davon 2 mit Feststeller |
| Art. Nr. 91 03 000 | Art. Nr. 91 03 001 |

Weiteres Zubehör

| | | |
|--|---|--|
| Zusätzliche Gasdämpfer zur Unterstützung der Hubfunktion | Umbausatz für die elektrische Höhenverstellung durch einen 12 Volt Elektro-Motor | Zentral bedienbarer Radfeststeller , für zwei der Doppellaufrollen, inkl. Montage und Feststellbremshebel <i>Nur bei 100 mm Doppellaufrollen möglich</i> |
| 2 x Gasdämpfer 300N Art. Nr. 21 00 005 2 x Gasdämpfer 500N Art. Nr. 21 00 006 | Art. Nr. 21 00 007 | Art. Nr. 21 00 008 |