


Bestellformular (Seite 1/3)

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:




Finn Untergestell für den Aussenbereich





- Schrägverstellung der Sitzschale per Gasdruckfeder 300N
- Rückeneinheit tiefenverstellbar
- Rücken und Schiebegriffe winkel- und höhenverstellbar
- 6" Lenkräder, luftbereift
- inkl. Sitzschalenaufnahme, höhen- und tiefenverstellbar
- inkl. Fussbankeinsteckung









Grundmodell		
	Finn Gr. 0 light A Sitzhöhe 38 cm B Sitztiefe 23 - 30 cm Sitzwinkel (-)5° - 30° C Breite zwischen Antriebsrädern (mit Kleiderschutz) 34 cm D Rahmenbreite 30 cm E Sitzrahmenbreite 25 cm F Länge Gesamt 56 - 73 cm G Breite Gesamt 53 cm Gewicht ab 8,5 kg max. Belastung 30 kg 27 00 100 <input type="checkbox"/> St Gr. 0 light CHF 2'890.00	
	Finn Gr. 0 A Sitzhöhe 38 cm B Sitztiefe 23 - 30 cm Sitzwinkel (-)5° - 30° C Breite zwischen Antriebsrädern (mit Kleiderschutz) 34 cm D Rahmenbreite 30 cm E Sitzrahmenbreite 25 cm F Länge Gesamt 56 - 73 cm G Breite Gesamt 53 cm Gewicht ab 11 kg max. Belastung 90 kg 27 00 000 <input type="checkbox"/> St Gr. 0 CHF 2'890.00	Finn Gr. 1 A Sitzhöhe 38 cm B Sitztiefe 25 - 32 cm Sitzwinkel (-)5° - 30° C Breite zwischen Antriebsrädern (mit Kleiderschutz) 39 cm D Rahmenbreite 35 cm E Sitzrahmenbreite 30 cm F Länge Gesamt 56 - 73 cm G Breite Gesamt 58 cm Gewicht ab 11,5 kg max. Belastung 90 kg 27 01 000 <input type="checkbox"/> St Gr. 1 CHF 2'900.00

Finn Untergestell (Seite 2/3)










Farben	Schiebegriffe		
<input type="checkbox"/> Lasuritblau metallic 92 00 010 <input type="checkbox"/> Weissaluminium (Silber) 92 00 002 <input type="checkbox"/> Dormant Rot 92 00 003 <input type="checkbox"/> Reinweiss 92 00 100	Standard-Schiebegriffe  25 00 001	Schiebebügel  <input type="checkbox"/> Gr. 0 light 25 00 102 <input type="checkbox"/> Gr. 0 25 00 002 <input type="checkbox"/> Gr. 1 25 01 002	Kopfstützenhalterung, zur Aufnahme von 4-Kantrohren (15x15mm)  25 00 019
inkl.	<input type="checkbox"/> Paar	inkl.	<input type="checkbox"/> St CHF 224.90
			<input type="checkbox"/> St CHF 148.70

Rücken			
Rückenwinkelverstellung per Rastergelenk  <input type="checkbox"/> Gr. 0 light 25 00 103 <input type="checkbox"/> Gr. 0 25 00 003 <input type="checkbox"/> Gr. 1 25 01 003	Zentrale Schnellverstellung, mechanisch  <input type="checkbox"/> Gr. 0 25 00 004 <input type="checkbox"/> Gr. 1 25 01 004	Zentrale Schnellverstellung per Gasdruckfeder  <input type="checkbox"/> Gr. 0 25 00 005 <input type="checkbox"/> Gr. 1 25 01 005	Rückenführung der Sitzeinheit  <input type="checkbox"/> Gr. 0 25 00 007 <input type="checkbox"/> Gr. 1 25 01 007
<input type="checkbox"/> St inkl.	<input type="checkbox"/> St inkl.	<input type="checkbox"/> Satz CHF 130.10	<input type="checkbox"/> Satz CHF 349.45

Antriebsräder			
Antriebsrad, mit Steckachse und Trommelbremse für Begleitperson, luftbereift <input type="checkbox"/> 12" 27 00 008 <input type="checkbox"/> 16" 25 00 008 <input type="checkbox"/> 20" 25 01 008	Antriebsrad, mit Steckachse und Trommelbremse für Begleitperson, pannensicher <input type="checkbox"/> 12" 27 00 009 <input type="checkbox"/> 16" 25 00 009 <input type="checkbox"/> 20" 25 01 009	Radstandsverlängerung  27 00 014	Kniehebelbremse mit Halterung  <input type="checkbox"/> 12" 27 00 015 <input type="checkbox"/> 16" 27 01 015 <input type="checkbox"/> 20" 27 02 015
<input type="checkbox"/> Satz 12" inkl.	<input type="checkbox"/> Satz 12" inkl.	<input type="checkbox"/> Paar CHF 199.80	<input type="checkbox"/> Paar CHF 341.10
<input type="checkbox"/> Satz 16"+20" CHF 162.65	<input type="checkbox"/> Satz 16"+20" CHF 162.65		

Antriebsräder				
Speichenschutz für Antriebsräder, transparent <input type="checkbox"/> 20" 25 01 010	Kleiderschutz, fest  <input type="checkbox"/> 16" 27 01 011 <input type="checkbox"/> 20" 27 02 011	Kleiderschutz, abnehmbar  <input type="checkbox"/> 16" 27 01 018 <input type="checkbox"/> 20" 27 02 018	Ankippbügel  <input type="checkbox"/> Anbau rechts 27 01 012 <input type="checkbox"/> Anbau links 27 02 012	Sicherheitsrolle, höhen- und längeneinstellbar, zusätzlich abschwenkbar  <input type="checkbox"/> Anbau rechts 25 01 013 <input type="checkbox"/> Anbau links 25 02 013
<input type="checkbox"/> Paar CHF 282.55	<input type="checkbox"/> Paar CHF 357.80	<input type="checkbox"/> Paar CHF 495.35	<input type="checkbox"/> St CHF 104.10	<input type="checkbox"/> St CHF 197.05

Finn Untergestell (Seite 3/3)

Adapter		
<p>Aufnahmekopf als Grundplatte für Trapezadapter und Fremdadapter</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 0, Gr. 0 light 27 00 016 <input type="checkbox"/> St inkl.</p>	<p>Trapezadapter Unterteil Gr. 0 zur Montage am Untergestell</p>  <p>Länge: 20 cm, Breite vorne: 21 cm, Breite hinten: 14,5 cm 90 00 006 <input type="checkbox"/> St CHF 269.50</p>	<p>Trapezadapter Oberteil Gr. 0 zur Montage an Sitzschale</p>  <p>Länge: 19 cm, Breite vorne: 16,5 cm, Breite hinten: 9,8 cm 90 00 007 <input type="checkbox"/> St CHF 180.30</p>
Adapter		
<p>Aufnahmekopf als Grundplatte für Trapezadapter und Fremdadapter</p>  <p><input type="checkbox"/> für Gr. 1 27 01 016 <input type="checkbox"/> St inkl.</p>	<p>Trapezadapter Unterteil zur Montage am Untergestell</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 0 90 00 006 Länge 20 cm, Breite vorne 21 cm, Breite hinten 14,5 cm <input type="checkbox"/> Gr. 1 90 00 004 Länge 26 cm, Breite vorne 26 cm, Breite hinten 17,5 cm <input type="checkbox"/> St CHF 269.50</p>	<p>Trapezadapter Oberteil zur Montage an Sitzschale</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 0 90 00 007 Länge 19 cm, Breite vorne 16,5 cm, Breite hinten 9,8 cm <input type="checkbox"/> Gr. 1 90 00 005 Länge 25 cm, Breite vorne 21,5 cm, Breite hinten 12,7 cm <input type="checkbox"/> St CHF 180.30</p>
Fussstützen		
<p>Aluminium Fussbank für den o.a. Aufnahmekopf Gr. 0 / Gr. 0 light, höhen-, kniewinkel- und fusswinkel-verstellbar, zusätzlich hochklappbar</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite 26 cm 90 01 005 <input type="checkbox"/> St CHF 374.55</p>	<p>Aluminium Fussbrett mit Fersenkante für den o.a. Aufnahmekopf Gr. 1, höhen- und kniewinkelverstellbar</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite 26 cm 90 01 001 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Breite 30 cm 90 02 001 <input type="checkbox"/> St CHF 327.15</p>	<p>Aluminium Fussbank für den o.a. Aufnahmekopf Gr. 1, höhen-, kniewinkel- und fusswinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite 28 cm 90 01 007 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Breite 34 cm 90 02 007 <input type="checkbox"/> St Gr. 1 CHF 447.05 <input type="checkbox"/> St Gr. 2 CHF 456.30</p>

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST