

Untergestell Flipper



Zimmeruntergestell Gr. 1, Grundmodell



Kombiuntergestell Gr. 1, Grundmodell

Flipper - auf jeder Ebene zuhause!

Flipper ist ein Allround-Untergestell für den Innen- und Aussenbereich und ist bis 85 kg belastbar. Die Neigungsverstellung beträgt -15° nach vorne bis $+50^\circ$ nach hinten. Durch den grossen Verstellbereich können die Anwender ihre Umwelt "auf jeder Ebene" wahrnehmen. Crashtests wurden mit den Modellen Delfi und Sharky durchgeführt.

Das Untergestell ist passend zu den Sitzorthesensystemen von Delfi und Sharky und kann auch als normales Untergestell für Sitzschalen benutzt werden.

Ab einem Patientengewicht von 45 kg wird die elektrische Hubeinheit empfohlen (auch nachrüstbar).

Sobald der Flipper mit 12" Rädern ausgerüstet wird, ist dies nur in Kombination mit dem Schiebegriff möglich.


Bei einem manuell verstellbaren Flipper muss bei der Bestellung die Gasdruckfeder gewählt werden (Patientengewicht 0 – 30 kg, 30 – 50 kg oder 50 – 75 kg).

Technische Daten:

	Zimmeruntergestell				Kombiuntergestell			
	Gr. 1		Gr. 2		Gr. 1 *		Gr. 2 *	
Art. Nr.:	84301 manuell	84303 elektr.	84302 manuell	84304 elektr.	84301K manuell	84303K elektr.	84302K manuell	84304K elektr.
Max. Belastbarkeit:	85 kg		85 kg		85 kg		85 kg	
Hubhöhe verstellbar:	Ja		Ja		Ja		Ja	
Gewicht:	19,5 kg	25 kg	22 kg	27 kg	20 kg	26 kg	23 kg	28 kg
Länge x Breite:	73 x 45 cm		82 x 50 cm		76 x 60 cm		86 x 62	
Grösse der Räder:	125 mm		125 mm		Vorne 6", 140 mm Hinten 12", 305 mm		Vorne 6", 140 mm Hinten 12", 305 mm	

* Nur auf Bestellung erhältlich

Zubehör

		
<i>Art. Nr. 84306 Grösse 1</i> <i>Art. Nr. 84307 Grösse 2</i>	<i>Art. Nr. 84308</i>	<i>Art. Nr. 84312</i>
Schiebegriff	12" Hinterräder und Trommelbremsen (nur in Verbindung mit Schiebegriff möglich)	6" Vorderräder

Adapterplatten

		
<i>Art. Nr. 75132</i>	<i>Art. Nr. 75133 Grösse 1</i> <i>Art. Nr. 75134 Grösse 2</i> <i>Art. Nr. 75135 Grösse 3</i>	<i>Art. Nr. 152183</i>
Universaladapterplatte	Adapterplatte für die Sitzeinheit Delfi Grössen 1, 2 und 3	Verstärkte Adapterplatte für die Sitzeinheit Sharky