

# PUMPI

Hydraulisches Universal-Untergestell (höhen- und tiefenverstellbar)



Art. Nr. **ATL 1140**  
Pumpi Standard



Art. Nr.: **ATL 1140w**  
Pumpi mit Kipp-Mechanismus

PUMPI ist ein Hoch-Tief-Untergestell und kann auf nahezu alle Sitzsysteme montiert werden. Das Design vom PUMPI ist ergonomisch und einzigartig, denn das Untergestell kann sehr hoch und sehr niedrig eingestellt werden. Der Sitz lässt sich so tief stellen, dass das Kind, direkt vom Sitzgestell aus mit anderen Kindern am Boden spielen kann. Die Höhenverstellbarkeit beträgt ca. 40 cm und kann mit Hilfe einer Fusspumpe eingestellt werden. Durch die Fusspumpe wird der Sitz ohne Anstrengung hochgehoben, auch wenn sich das Kind selber noch im Sitz befindet. Dank diesem System ist PUMPI eines der benutzerfreundlichsten Gestelle auf dem Markt.

## Vorteile des PUMPI Untergestells:

- einfache Höhenverstellung dank der Fusspumpe
- die Höhenverstellung verfügt über ein Verschlussystem, welches permanente Sicherheit gewährleistet
- kompatibel mit fast allen auf dem Markt erhältlichen Sitzsystemen
  
- Das Standard Modell von PUMPI wird mit vier Rädern geliefert. Jedes Rad ist mit einer Bremse versehen.
- PUMPI gibt es auch mit einem Kipp-Mechanismus. Diese Funktion ist unerlässlich, wenn das Kind in passiver Position gelagert werden muss. Der Sitz kann 30° nach hinten und 10° nach vorne gekippt werden.

**Option:** Adapterplatte  
Art. Nr. 75132



## Technische Details:

<b>Grösse:</b>	80 x 61 cm
<b>Kipp-Mechanismus (Option):</b>	10° nach vorne, 30° nach hinten
<b>Max. Höhe:</b>	58 cm
<b>Min. Höhe:</b>	19 cm
<b>Belastbarkeit:</b>	100 kg
<b>Material:</b>	Beschichtetes Metall
<b>Farbe:</b>	schwarz