

Bestellformular (Seite 1/4)

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Momo Dreirad

- Aluminiumrahmen mit extra tiefen Einstieg
- starrer Zahnkranz zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren
- Felgenbremse mit Feststellvorrichtung
- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsdämpfer zur Stabilisierung des Geradeauslaufens
- Korb








Grundmodell				
Momo 12"	Momo 16"	Momo 20"	Momo 24"	Momo 26"
Pedal bis Oberkante Sattel min. 28 cm	Pedal bis Oberkante Sattel min. 42 cm	Pedal bis Oberkante Sattel min. 48 cm	Pedal bis Oberkante Sattel min. 54 cm	Pedal bis Oberkante Sattel min. 65 cm
Grundausrüstung	Grundausrüstung, zus. Trommelbremse im Vorderrad, Schutzbleche über den Hinterrädern	Grundausrüstung, zus. Trommelbremse im Vorderrad, Schutzbleche über den Hinterrädern	Grundausrüstung, zus. Trommelbremse im Vorderrad, Schutzbleche über den Hinterrädern und Lichtenanlage	Grundausrüstung, zus. Trommelbremse im Vorderrad, Schutzbleche über den Hinterrädern und Lichtenanlage
37 01 000	37 02 000	37 03 000	37 04 000	37 05 000
<input type="checkbox"/> St CHF 1115.25	<input type="checkbox"/> St CHF 1745.35	<input type="checkbox"/> St CHF 1858.70	<input type="checkbox"/> St CHF 2184.00	<input type="checkbox"/> St CHF 2472.10

Farben		Antrieb		
Farbauswahl für 12" – 20":		starrer Zahnkranz zum Rückwärtsfahren	Freilaufbremsnabe mit Rücktrittbremse	Extra leichte Übersetzung für alle Antriebsarten
<input type="checkbox"/> Melonengelb 92 00 006		<i>(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)</i>	37 00 004	38 00 002
<input type="checkbox"/> Verkehrsrot 92 00 007				
<input type="checkbox"/> Marineblau 92 00 008				
Farbauswahl für 24" – 26":		37 00 001		
<input type="checkbox"/> Weissaluminium (Silber) 92 00 002				
<input type="checkbox"/> Reinweiss 92 00 100				
Weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis				
inkl.		inkl.	<input type="checkbox"/> St CHF 163.55	inkl.



Antrieb			
<input type="checkbox"/> Umschaltung starrer Zahnkranz auf Leerlauf 37 00 003	<input type="checkbox"/> 3-Gang-Freilaufbremsnabe (Rücktrittbremse) 37 00 005	<input type="checkbox"/> 7-Gang-Freilaufbremsnabe (Rücktrittbremse) 37 00 008	
<input type="checkbox"/> Umschaltung starrer Zahnkranz auf 7-Gang-Schaltung mit Rückfahr-option + Rücktrittbremse 37 00 903	<input type="checkbox"/> 3-Gang-Leerlaufnabe (ohne Rücktrittbremse) 37 00 006	<input type="checkbox"/> 7-Gang-Leerlaufnabe (ohne Rücktrittbremse) 37 00 009	
	<input type="checkbox"/> 3-Gang-Nabe mit Rückfahr-option + Rücktrittbremse 37 00 007	<input type="checkbox"/> 7-Gang-Nabe mit Rückfahr-option + Rücktrittbremse 37 00 109	
<input type="checkbox"/> St 37 00 003 CHF 350.35	<input type="checkbox"/> St 37 00 005 CHF 246.30	<input type="checkbox"/> St 37 00 008 CHF 445.65	
<input type="checkbox"/> St 37 00 903 CHF 648.70	<input type="checkbox"/> St 37 00 006 CHF 313.20	<input type="checkbox"/> St 37 00 009 CHF 512.10	
	<input type="checkbox"/> St 37 00 007 CHF 412.65	<input type="checkbox"/> St 37 00 109 CHF 611.50	

Momo Dreirad (Seite 2/4)

Sattel				
Standard - Sattel  <input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 001 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 001 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 001 <input type="checkbox"/> St inkl.	Gel - Sattel  <input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 024 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 024 <input type="checkbox"/> St CHF 63.20	Sattelsitz mit extra breiter Sitzfläche  <input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 003 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 003 <input type="checkbox"/> St CHF 180.30	Einradsattel - Bananenform  37 00 010 <input type="checkbox"/> St CHF 119.90	Mofa - Sattel  37 00 023 <input type="checkbox"/> St CHF 180.30

Sattelstützen/Aufnahmebügel		
Standard - Sattelstütze  <input type="checkbox"/> Gr. 1 für 12" + 16" 37 01 004 <input type="checkbox"/> Gr. 2 für 20" - 26" 37 03 004 <input type="checkbox"/> St inkl.	T-Sattelstütze zur horizontalen Verstellung des Sattels  <input type="checkbox"/> Gr. 1 für 12" 37 01 005 <input type="checkbox"/> Gr. 2 für 16" + 20" 37 02 005 <input type="checkbox"/> Gr. 3 für 24" + 26" 37 03 005 <input type="checkbox"/> St CHF 106.90	Aufnahmebügel (nur in Verbindung mit einer der nebenstehenden T-Sattelstützen nutzbar)  <i>*max. Höhe: gemessen beim Standard-Sattel bis Oberkante Rückenpelotte</i> <input type="checkbox"/> Gr. 1 Höhe*: 28 cm 37 01 007 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Höhe*: 38 cm 37 02 007 <input type="checkbox"/> Gr. 3 Höhe*: 45 cm 37 03 007 <input type="checkbox"/> Gr. 4 Höhe*: 60 cm 37 04 007 <input type="checkbox"/> St CHF 163.55



Rumpfstützen	
Dynamische Rückenpelotte, gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  <input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite: 20 - 30 cm 37 01 008 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Breite: 25 - 35 cm 37 02 008 <input type="checkbox"/> Gr. 3 Breite: 30 - 40 cm 37 03 008 <input type="checkbox"/> St CHF 308.55	Breitenverstellbare Rückenpelotte, gepolstert inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  <input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite: 15 - 23 cm 37 01 025 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Breite: 20 - 28 cm 37 02 025 <input type="checkbox"/> Gr. 3 Breite: 24 - 34 cm 37 03 025 <input type="checkbox"/> St CHF 396.85

Beckenstützen	
Dynamische Beckenführungspelotte, gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  <input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite: 20 - 30 cm 37 01 009 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Breite: 25 - 35 cm 37 02 009 <input type="checkbox"/> Gr. 3 Breite: 30 - 40 cm 37 03 009 <input type="checkbox"/> St CHF 308.55	Breitenverstellbare Beckenführungspelotte, gepolstert inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  <input type="checkbox"/> Gr. 1 Breite: 15 - 23 cm 37 01 026 <input type="checkbox"/> Gr. 2 Breite: 20 - 28 cm 37 02 026 <input type="checkbox"/> Gr. 3 Breite: 24 - 34 cm 37 03 026 <input type="checkbox"/> St CHF 396.85

Momo Dreirad (Seite 3/4)

Begurtungssystem			
<p>Brustgurt für die oben stehende breitenverstellbare Rückenpelotte</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 050 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 050 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 050</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 125.45</p>	<p>Fixationsweste für die oben stehende breitenverstellbare Rückenpelotte (inkl. Aufnahme zur Fixierung am Aufnahmebügel)</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 051 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 051 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 051</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 274.15</p>	<p>Sitzhose T-Form für die oben stehende breitenverstellbare Beckenpelotte</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 052 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 052 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 052</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 209.10</p>	<p>4-Punkt-Beckengurt für die oben stehende breitenverstellbare Beckenpelotte</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 053 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 053 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 053</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 216.55</p>
Zubehör			
<p>Universal-Aufnahme für die oben stehende Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten</p>  <p>37 00 055</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 141.25</p>	<p>Handfixierung für die untenstehenden Lenker</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 0 37 00 054 <input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 054 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 054 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 054</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 71.55</p>	<p>Lenkeinschlagsbegrenzer einstellbar bis zur Richtungs-feststellung</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 für 12" 37 01 006 <input type="checkbox"/> Gr. 2 für 16" – 26" 37 03 006</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 163.55</p>	<p>Vorbauverlängerung Länge: 10 cm</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 für 12" 37 01 022 <input type="checkbox"/> Gr. 2 für 16" – 26" 37 02 022</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 31.60</p>
Lenker			
<p>Classic-Lenker, schwarz</p>  <p><input type="checkbox"/> für 12" 37 01 011 <input type="checkbox"/> für 16" 37 02 011 <input type="checkbox"/> für 20" 37 03 011 <input type="checkbox"/> für 24"-26" 37 04 011</p> <p><input type="checkbox"/> St inkl.</p>	<p>Touringlenker</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 012 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 012</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 123.60</p>	<p>Rundlenker</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 013 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 013</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 125.45</p>	<p>Multifunktionslenker geeignet für 20" – 26"</p>  <p>37 02 014</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 216.55</p>
Schiebestange			
<p>Schiebestange höhen-einstellbar und abnehmbar mit integrierter Verdreh-sicherung</p>  <p>37 00 011</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 206.30</p>	<p>Lenkung für Begleitperson per Umlenk-gestänge, inkl. Lenkeinschlagbegrenzer (<u>nur in Verbindung</u> mit der nebenstehenden Schiebestange nutzbar)</p> <p><input type="checkbox"/> für 12" 37 01 010 <input type="checkbox"/> für 16" 37 02 010 <input type="checkbox"/> für 20" 37 03 010 <input type="checkbox"/> für 24" 37 04 010 <input type="checkbox"/> für 26" 37 05 010</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 497.20</p>	<p>Feststellbremse für Begleitperson <u>in Verbindung</u> mit der nebenstehenden Schiebestange</p> <p>37 00 012</p> <p><input type="checkbox"/> St CHF 148.70</p>	

Momo Dreirad (Seite 4/4)

Kurbel		
<p>Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer für 12" – 20", hierdurch keine Verbreiterung des Pedalabstandes</p>  <p>37 01 015</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 189.60</p>	<p>Kurbelverkürzer, minimale Verbreiterung des Pedalabstandes</p>  <p><input type="checkbox"/> für 16" + 20" 37 02 015 <input type="checkbox"/> für 24" + 26" 37 05 015</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 81.80</p>	<p>Spezialkurbel für Kniekontraktur</p>  <p><input type="checkbox"/> rechts montiert 37 03 015 <input type="checkbox"/> links montiert 37 04 015</p> <p><input type="checkbox"/> St (je Seite) CHF 314.15</p>

Pedale			
<p>Fussfixierpedale mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten</p>  <p><input type="checkbox"/> 37 00 013</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 121.75</p>	<p>Heimtrainerpedale</p>  <p><input type="checkbox"/> 37 00 014</p> <p><input type="checkbox"/> Paar CHF 81.80</p>	<p>Fusschalen, breitenverstellbar mit Ausgleichsgewichten und Fixiergurten</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 017 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 017 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 04 017</p> <p><input type="checkbox"/> Paar Gr. 1 CHF 248.15 <input type="checkbox"/> Paar Gr. 2 CHF 264.85 <input type="checkbox"/> Paar Gr. 3 CHF 279.75</p>	<p>Fusschalen mit Beinführung, breitenverstellbar und Fixiergurten</p>  <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 37 01 018 <input type="checkbox"/> Gr. 2 37 02 018 <input type="checkbox"/> Gr. 3 37 03 018 <input type="checkbox"/> Gr. 4 37 04 018</p> <p><input type="checkbox"/> Paar Gr. 1 CHF 432.15 <input type="checkbox"/> Paar Gr. 2–4 CHF 482.35</p>

Elektroantrieb		
<p>Anfahrhilfe per Elektroantrieb mittels Drehgriff durch den Fahrer.</p> <p>inkl. 36V Lithium Ionen Akku 5,4AH</p> <p>max. Geschwindigkeit ca. 3,2 km/h</p> <p><input type="checkbox"/> für 16" 37 02 019 <input type="checkbox"/> für 20" 37 03 019</p> <p><input type="checkbox"/> Satz CHF 2560.00</p>	<p>Aktiver Elektroantrieb per Radnabenmotor inkl. Anfahrhilfe mittels Drehgriff und Tretsensor.</p> <p>inkl. 36V Lithium Ionen Akku 5,4AH</p> <p>max. Geschwindigkeit ca. 20 km/h</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" 37 04 019 <input type="checkbox"/> für 26" 37 05 019</p> <p><input type="checkbox"/> Satz CHF 2790.00</p>	<p>Passiver Elektroantrieb per Radnabenmotor, einstellbar, durch die Begleitperson, aktivierbar per Tretsensor</p> <p>inkl. 24V Blei Gel-Akku</p> <p><input type="checkbox"/> für 16" 37 02 020 <input type="checkbox"/> für 20" 37 03 020 <input type="checkbox"/> für 24" 37 04 020 <input type="checkbox"/> für 26" 37 05 020</p> <p><input type="checkbox"/> Satz CHF 2876.40</p>

Lichtanlage	Transport
<p>Aufrüstung einer Lichtanlage und Reflektoren nach StVo für 16" und 20"</p> <p>37 01 021</p> <p><input type="checkbox"/> Satz CHF 124.55</p>	<p>Lichtanlage mit Nabendynamo für 24" und 26" (nicht möglich in Kombination mit Elektroantrieb)</p> <p>(Lichtanlage mit Standarddynamo inkl.)</p> <p>37 04 021</p> <p><input type="checkbox"/> Aufpreis CHF 180.30</p>
	<p>Abnehmbare Achsausleger (nicht möglich bei Umschaltung starrer Zahnkranz auf Gangschaltung)</p> <p><input type="checkbox"/> für 20" 37 03 023 <input type="checkbox"/> für 24" 37 04 023 <input type="checkbox"/> für 26" 37 05 023</p> <p><input type="checkbox"/> Satz CHF 461.00</p>

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST