

Bestellformular (Seite 1/4)

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Momo Therapierad

- Aluminiumrahmen mit extra tiefen Einstieg
- Felgenbremse mit Feststellvorrichtung und Lenkungsdämpfer
- Grundausrüstung mit Freilaufbremsnabe mit Rücktritt und Trommelbremse im Vorderrad
- Stützradrahmen mit Federdämpfung zur Unterstützung des Gleichgewichtstrainings








Grundmodell				
Momo 12“ für Kinder von 1½ – 3½ Jahren, Pedal bis Oberkante Sattel min. 28 cm 38 01 000	Momo 16“ für Kinder von 3 – 6 Jahren, Pedal bis Oberkante Sattel min. 42 cm 38 02 000	Momo 20“ für Kinder von 5 – 8 Jahren, Pedal bis Oberkante Sattel min. 48 cm 38 03 000	Momo 24“ für Kinder und Jugendliche von 8 – 12 Jahren, Pedal bis Oberkante Sattel min. 54 cm Grundausrüstung, zusätzlich mit Lichtanlage nach StVo 38 04 000	Momo 26“ für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, Pedal bis Oberkante Sattel min. 65 cm Grundausrüstung, zusätzlich mit Lichtanlage nach StVo 38 05 000
<input type="checkbox"/> St CHF 1617.10	<input type="checkbox"/> St CHF 1868.05	<input type="checkbox"/> St CHF 1961.00	<input type="checkbox"/> St CHF 2369.90	<input type="checkbox"/> St CHF 2369.90

Farben	Antrieb
Farbauswahl für 12“ – 20“: <input type="checkbox"/> Melonengelb 92 00 006 <input type="checkbox"/> Verkehrsrot 92 00 007 <input type="checkbox"/> Marineblau 92 00 008 Farbauswahl für 24“ – 26“: <input type="checkbox"/> Weissaluminium (Silber) 92 00 002 <input type="checkbox"/> Reinweiss 92 00 100 Weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis	Freilaufbremsnabe mit Rücktrittbremse <i>(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)</i> 38 00 101
starrer Zahnkranz zum Rückwärtsfahren 38 00 001	Extra leichte Übersetzung für alle Antriebsarten 38 00 002
inkl. <input type="checkbox"/> St	inkl. <input type="checkbox"/> St

Antrieb für die Modelle 16“ – 26“		
<input type="checkbox"/> 3-Gang-Freilaufbremsnabe (Rücktrittbremse) 38 00 003	<input type="checkbox"/> 7-Gang-Freilaufbremsnabe (Rücktrittbremse) 38 00 005	<input type="checkbox"/> 3-Gang-Nabe mit Rückfahroption und Rücktrittbremse 38 00 007
<input type="checkbox"/> 3-Gang-Leerlaufnabe (ohne Rücktrittbremse) 38 00 004	<input type="checkbox"/> 7-Gang-Leerlaufnabe (ohne Rücktrittbremse) 38 00 006	
<input type="checkbox"/> St 38 00 003 CHF 246.30 <input type="checkbox"/> St 38 00 004 CHF 313.20	<input type="checkbox"/> St 38 00 005 CHF 445.65 <input type="checkbox"/> St 38 00 006 CHF 512.10	<input type="checkbox"/> St 38 00 007 CHF 412.65

Momo Therapierad (Seite 2/4)





Sattel				
Standard - Sattel  □ Gr. 1 37 01 001 □ Gr. 2 37 02 001 □ Gr. 3 37 03 001 □ St inkl.	Gel - Sattel  □ Gr. 1 37 01 024 □ Gr. 2 37 02 024 □ St CHF 63.20	Sattelsitz mit extra breiter Sitzfläche  □ Gr. 1 37 01 003 □ Gr. 2 37 02 003 □ St CHF 180.30	Einradsattel - Bananenform  37 00 010 □ St CHF 119.90	Mofa - Sattel  37 00 023 □ St CHF 180.30

Sattelstützen/Aufnahmebügel		
Standard - Sattelstütze  □ Gr. 1 für 12" + 16" 37 01 004 □ Gr. 2 für 20" - 26" 37 03 004 □ St inkl.	T-Sattelstütze zur horizontalen Verstellung des Sattels  □ Gr. 1 für 12" 37 01 005 □ Gr. 2 für 16" + 20" 37 02 005 □ Gr. 3 für 24" + 26" 37 03 005 □ St CHF 106.90	Aufnahmebügel (nur in Verbindung mit einer der nebenstehenden T-Sattelstützen nutzbar)  <i>*max. Höhe: gemessen beim Standard-Sattel bis Oberkante Rückenpelotte</i> □ Gr. 1 Höhe*: 28 cm 37 01 007 □ Gr. 2 Höhe*: 38 cm 37 02 007 □ Gr. 3 Höhe*: 45 cm 37 03 007 □ Gr. 4 Höhe*: 60 cm 37 04 007 □ St CHF 163.55





Rumpfstützen	
Dynamische Rückenpelotte, gepolstert mit Gurt und Halterung (<u>nur</u> in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  □ Gr. 1 Breite: 20 - 30 cm 37 01 008 □ Gr. 2 Breite: 25 - 35 cm 37 02 008 □ Gr. 3 Breite: 30 - 40 cm 37 03 008 □ St CHF 308.55	Breitenverstellbare Rückenpelotte, gepolstert inkl. Halterung (<u>nur</u> in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  □ Gr. 1 Breite: 15 - 23 cm 37 01 025 □ Gr. 2 Breite: 20 - 28 cm 37 02 025 □ Gr. 3 Breite: 24 - 34 cm 37 03 025 □ St CHF 396.85


Beckenstützen	
Dynamische Beckenführungspelotte, gepolstert mit Gurt und Halterung (<u>nur</u> in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  □ Gr. 1 Breite: 20 - 30 cm 37 01 009 □ Gr. 2 Breite: 25 - 35 cm 37 02 009 □ Gr. 3 Breite: 30 - 40 cm 37 03 009 □ St CHF 308.55	Breitenverstellbare Beckenführungspelotte, gepolstert inkl. Halterung (<u>nur</u> in Verbindung mit einem der oben stehenden Aufnahmebügel nutzbar)  □ Gr. 1 Breite: 15 - 23 cm 37 01 026 □ Gr. 2 Breite: 20 - 28 cm 37 02 026 □ Gr. 3 Breite: 24 - 34 cm 37 03 026 □ St CHF 396.85

Momo Therapierad (Seite 3/4)

Begurtungssystem			
<p>Brustgurt für die oben stehende breitenverstellbare Rückenpelotte</p>  <p>□ Gr. 1 37 01 050 □ Gr. 2 37 02 050 □ Gr. 3 37 03 050 □ St CHF 125.45</p>	<p>Fixationsweste für die oben stehende breitenverstellbare Rückenpelotte (inkl. Aufnahme zur Fixierung am Aufnahmebügel)</p>  <p>□ Gr. 1 37 01 051 □ Gr. 2 37 02 051 □ Gr. 3 37 03 051 □ St CHF 274.15</p>	<p>Sitzhose T-Form für die oben stehende breitenverstellbare Beckenpelotte</p>  <p>□ Gr. 1 37 01 052 □ Gr. 2 37 02 052 □ Gr. 3 37 03 052 □ St CHF 209.10</p>	<p>4-Punkt-Beckengurt für die oben stehende breitenverstellbare Beckenpelotte</p>  <p>□ Gr. 1 37 01 053 □ Gr. 2 37 02 053 □ Gr. 3 37 03 053 □ St CHF 216.55</p>

Zubehör			
<p>Universal-Aufnahme für die oben stehende Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten</p>  <p>37 00 055 □ St CHF 141.25</p>	<p>Handfixierung für die untenstehenden Lenker</p>  <p>□ Gr. 0 37 00 054 □ Gr. 1 37 01 054 □ Gr. 2 37 02 054 □ Gr. 3 37 03 054 □ St CHF 71.55</p>	<p>Lenkeinschlagsbegrenzer einstellbar bis zur Richtungs-feststellung</p>  <p>□ Gr. 1 für 12" 37 01 006 □ Gr. 2 für 16" – 26" 37 03 006 □ St CHF 163.55</p>	<p>Vorbauverlängerung Länge: 10 cm</p>  <p>□ Gr. 1 für 12" 37 01 022 □ Gr. 2 für 16" – 26" 37 02 022 □ St CHF 31.60</p>

Lenker			
<p>Classic-Lenker, schwarz</p>  <p>□ für 12" 37 01 011 □ für 16" 37 02 011 □ für 20" 37 03 011 □ für 24"-26" 37 04 011 □ St inkl.</p>	<p>Touringlenker</p>  <p>□ Gr. 1 37 01 012 □ Gr. 2 37 02 012 □ St CHF 123.60</p>	<p>Rundlenker</p>  <p>□ Gr. 1 37 01 013 □ Gr. 2 37 02 013 □ St CHF 125.45</p>	<p>Multifunktionslenker geeignet für 20" – 26"</p>  <p>37 02 014 □ St CHF 216.55</p>

Schiebestange		
<p>Schiebestange höhen-einstellbar und abnehmbar mit integrierter Verdreh-sicherung</p>  <p>□ für 12" 38 01 009 □ für 16" 38 02 009 □ für 20" - 26" 38 03 009 □ St CHF 206.30</p>	<p>Lenkung für Begleitperson per Umlenk-gestänge in Verbindung der nebenstehenden Schiebestange</p> <p>□ für 12" 38 01 010 □ für 16" 38 02 010 □ für 20" 38 03 010 □ St CHF 497.20</p>	<p>Feststellbremse für Begleitperson in Verbindung mit der nebenstehenden Schiebestange</p> <p>38 00 011 □ St CHF 148.70</p>

Momo Therapierad (Seite 4/4)

Kurbel			
<p>Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer für 12" – 20", hierdurch keine Verbreiterung des Pedalabstandes</p>  <p>37 01 015</p>	<p>Kurbelverkürzer, minimale Verbreiterung des Pedalabstandes</p>  <p>☐ für 16" + 20" 37 02 015 ☐ für 24" + 26" 37 05 015</p>	<p>Spezialkurbel für Kniekontraktur</p>  <p>☐ rechts montiert 37 03 015 ☐ links montiert 37 04 015</p>	
☐ Paar	CHF 189.60	☐ Paar	CHF 81.80
		☐ St (je Seite)	CHF 314.15
Pedale			
<p>Fussfixierpedale mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten</p>  <p>37 00 013</p>	<p>Heimtrainerpedale</p>  <p>37 00 014</p>	<p>Fusschalen, breitenverstellbar mit Ausgleichsgewichten und Fixiergurten</p>  <p>☐ Gr. 1 37 01 017 ☐ Gr. 2 37 02 017 ☐ Gr. 3 37 04 017</p>	<p>Fusschalen mit Beinführung, breitenverstellbar und Fixiergurten</p>  <p>☐ Gr. 0 37 00 018 ☐ Gr. 1 37 01 018 ☐ Gr. 2 37 02 018 ☐ Gr. 3 37 03 018 ☐ Gr. 4 37 04 018</p>
☐ Paar	CHF 121.75	☐ Paar	CHF 81.80
		☐ Paar Gr. 1 CHF 248.15 ☐ Paar Gr. 2 CHF 264.85 ☐ Paar Gr. 3 CHF 279.75	☐ Paar Gr. 0+1 CHF 432.15 ☐ Paar Gr. 2-4 CHF 482.35
Lichtanlage		Zubehör	
<p>Aufrüstung einer Lichtanlage und Reflektoren nach StVo für 16" und 20"</p> <p>38 01 021</p>	<p>Lichtanlage mit Nabendynamo für 24" und 26" (nicht möglich in Kombination mit einem Elektroantrieb) <i>(Lichtanlage mit Standard-dynamo inkl.)</i></p> <p>38 04 021</p>	<p>Korb</p>  <p>☐ für 12" + 16" 38 01 019 ☐ für 20" + 24" 38 03 019 ☐ für 26" 38 05 019</p>	<p>Schnellverbindung des Stützradrahmens zur einfachen Demontage für den Transport</p> <p>☐ für 12" 38 01 026 ☐ für 16" bis 26" 38 02 026</p>
☐ Satz	CHF 124.55	☐ Aufpreis	CHF 180.30
		☐ St	CHF 65.05
		☐ Satz	CHF 163.55
Elektroantrieb		Nachrüstsatz	
<p>Anfahrhilfe per Elektroantrieb mittels Drehgriff durch den Fahrer. inkl. 36V Lithium Ionen Akku 5,4AH max. Geschwindigkeit ca. 3,2 km/h</p> <p>☐ für 16" 38 02 025 ☐ für 20" 38 03 025</p>	<p>Aktiver Elektroantrieb per Radnabenmotor inkl. Anfahrhilfe mittels Drehgriff & Tretsensor. inkl. 36V Lithium Ionen Akku 5,4AH max. Geschwindigkeit ca. 20 km/h</p> <p>☐ für 24" 38 04 025 ☐ für 26" 38 05 025</p>	<p>Therapieradrahmen mit Stossdämpfern, Montagesatz</p> <p>☐ für 12" 38 01 101 ☐ für 16" 38 02 101 ☐ für 20" 38 03 101 ☐ für 24" 38 04 101 ☐ für 26" 38 05 101</p>	<p>Montage des nebenstehenden Therapieradrahmens im Hause Schuchmann an ein vorhandenes Fahrrad</p> <p>38 00 025</p>
☐ Satz	CHF 3020.45	☐ Satz	CHF 3299.25
		☐ Satz 12" CHF 798.35 ☐ Satz 16" CHF 822.50 ☐ Satz 20" CHF 855.95 ☐ Satz 24" CHF 881.05 ☐ Satz 26" CHF 906.15	☐ St CHF 446.10

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST