

Bestellformular (Seite 1/2)

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Sascha Autositz




- Sitz- und Rückenblech aus Aluminium mit Sitzwinkelverstellung
- herausnehmbare Polster und feste Seitenpelotten
- inkl. höhenverstellbarer, gepolsterter Kopfstütze und 5-Punkt-Hosenträgergurt
- Drei-Punktgurtführung, Platzierung hinter dem Beifahrersitz (Standard)
- geprüft und genehmigt in Anlehnung an ECE-44/03






Grundmodell		
Sascha Gr. 1 a Sitzbreite 28 cm Sitztiefe ab 25 cm Rückenhöhe 40 cm Kopfstütze 59 – 69 cm max. Belastung 30 kg Einstellbereich für die Pelotten: Höhe Sitz – Achsel 25 – 33 cm Breite Brustbereich 14 – 25 cm 14 01 001 <input type="checkbox"/> St CHF 2829.95	Sascha Gr. 2 a Sitzbreite 32 cm Sitztiefe ab 30 cm Rückenhöhe 48 cm Kopfstütze 65 – 77 cm max. Belastung 45 kg Einstellbereich für die Pelotten: Höhe Sitz – Achsel 32 – 40 cm Breite Brustbereich 16 – 29 cm 14 02 001 <input type="checkbox"/> St CHF 2908.90	Sascha Gr. 3 a Sitzbreite 36 cm Sitztiefe ab 35 cm Rückenhöhe 56 cm Kopfstütze 76 – 86 cm max. Belastung 60 kg Einstellbereich für die Pelotten: Höhe Sitz – Achsel 36 – 44 cm Breite Brustbereich 16 – 32 cm 14 03 001 <input type="checkbox"/> St CHF 3025.10
Sascha Gr. 1 b Sitzbreite 28 cm Sitztiefe ab 30 cm Rückenhöhe 40 cm Kopfstütze 59 – 69 cm max. Belastung 30 kg Einstellbereich für die Pelotten: Höhe Sitz – Achsel: 25 – 33 cm Breite Brustbereich 14 – 25 cm 14 01 100 <input type="checkbox"/> St CHF 2857.80	Sascha Gr. 2 b Sitzbreite 32 cm Sitztiefe ab 35 cm Rückenhöhe 48 cm Kopfstütze 65 – 77 cm max. Belastung 45 kg Einstellbereich für die Pelotten: Höhe Sitz – Achsel: 32 – 40 cm Breite Brustbereich 16 – 29 cm 14 02 100 <input type="checkbox"/> St CHF 2960.05	Sascha Gr. 3 b Sitzbreite 36 cm Sitztiefe ab 40 cm Rückenhöhe 56 cm Kopfstütze 76 – 86 cm max. Belastung 60 kg Einstellbereich für die Pelotten: Höhe Sitz – Achsel: 36 – 44 cm Breite Brustbereich 16 – 32 cm 14 03 100 <input type="checkbox"/> St CHF 3039.05

Farbe & Bezüge	Schultergurtführung
<input type="checkbox"/> Schwarz seidenmatt RAL 9005 92 00 005 inkl.	<input type="checkbox"/> Stoffdesign Schwarz/Rot 91 00 104 <input type="checkbox"/> Stoffdesign Schwarz/Dunkelgrün 91 00 105 <input type="checkbox"/> Stoffdesign Uni – Rot 91 00 091 <input type="checkbox"/> Stoffdesign Enten 91 00 094 inkl.
	<input type="checkbox"/> Gurtführung rechts montiert 14 00 002 <input type="checkbox"/> Gurtführung links montiert 14 00 003 <input type="checkbox"/> Gurtführung beidseitig montiert 14 00 004 <input type="checkbox"/> Stück inkl. <input type="checkbox"/> Paar CHF 125.45

Sascha Autositz (Seite 2/2)

		Zubehör			
Seitenführungs- und Rumpfhaltelolster als Sicherheitsprallschutz inkl. Bezug 		Abduktionsblock vorsteckbar kpl. mit Halterung und Bezug 		Seitenpelotte steckbar zur Erleichterung des Ein- und Ausstieges inkl. Bezug 	
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 <input type="checkbox"/> für Gr. 3	14 01 005 14 02 005 14 03 005	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 <input type="checkbox"/> für Gr. 3	14 01 006 14 02 006 14 03 006	<input type="checkbox"/> für Gr. 1, rechts montiert <input type="checkbox"/> für Gr. 1, links montiert <input type="checkbox"/> für Gr. 2, rechts montiert <input type="checkbox"/> für Gr. 2, links montiert <input type="checkbox"/> für Gr. 3, rechts montiert <input type="checkbox"/> für Gr. 3, links montiert	14 01 007 14 01 008 14 02 007 14 02 008 14 03 007 14 03 008
<input type="checkbox"/> St für Gr. 1 <input type="checkbox"/> St für Gr. 2 <input type="checkbox"/> St für Gr. 3	CHF 850.35 CHF 906.15 CHF 1026.95	<input type="checkbox"/> St für Gr. 1 <input type="checkbox"/> St für Gr. 2 <input type="checkbox"/> St für Gr. 3	CHF 425.65 CHF 450.75 CHF 468.40	<input type="checkbox"/> Aufpreis St für Gr. 1 <input type="checkbox"/> Aufpreis St für Gr. 2 <input type="checkbox"/> Aufpreis St für Gr. 3	CHF 250.00 CHF 283.45 CHF 297.40

		Zubehör			
Schwenkvorrichtung mit Schrägverstellung inkl. Fussbankaufnahme und Haltebügel 		Schrägverstellung auf Grundplatte inkl. Fussbankaufnahme 		Fussbank abnehmbar (<u>nur</u> in Verbindung mit einer der nebenstehenden Positionen verwendbar) 	
<input type="checkbox"/> für Gr. 1, nach rechts schwenkbar <input type="checkbox"/> für Gr. 1, nach links schwenkbar <input type="checkbox"/> für Gr. 2, nach rechts schwenkbar <input type="checkbox"/> für Gr. 2, nach links schwenkbar <input type="checkbox"/> für Gr. 3, nach rechts schwenkbar <input type="checkbox"/> für Gr. 3, nach links schwenkbar	14 01 002 14 01 102 14 02 002 14 02 102 14 03 002 14 03 102	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 <input type="checkbox"/> für Gr. 3	14 01 003 14 02 003 14 03 003	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 <input type="checkbox"/> für Gr. 2 <input type="checkbox"/> für Gr. 3	14 01 004 14 02 004 14 03 004
<input type="checkbox"/> St für Gr. 1 <input type="checkbox"/> St für Gr. 2 <input type="checkbox"/> St für Gr. 3	CHF 625.45 CHF 631.95 CHF 640.35	<input type="checkbox"/> St für Gr. 1 <input type="checkbox"/> St für Gr. 2 <input type="checkbox"/> St für Gr. 3	CHF 216.55 CHF 229.55 CHF 241.65	<input type="checkbox"/> St für Gr. 1 <input type="checkbox"/> St für Gr. 2 <input type="checkbox"/> St für Gr. 3	CHF 203.55 CHF 214.70 CHF 224.90

Zubehör	Einstellungen
ISOFIX-Halterung zur Montage an eine der o.a. Schrägverstellungen 14 00 010 <input type="checkbox"/> Satz	Einstellbereich der Pelotten nach Mass (bitte unten eintragen) Höhe Sitz – Achsel: _____ cm Breite Brustbereich: _____ cm 14 00 009 <input type="checkbox"/> Satz
CHF 307.60	CHF 223.05

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST