

Bestellformular

Fachhändler / Kd-Nr.:	<input type="checkbox"/> Bestellung / <input type="checkbox"/> Offerte / <input type="checkbox"/> Zur Ansicht
	Kommission:
	Datum:
Lieferadresse:	Bemerkung:

Nico Autokindersitz

- Aufgrund seiner verschiedenen Einstellmöglichkeiten ist Nico ein bequemer und sicherer Autositz
- Mit der Kopfstütze und dem 5-Punkt-Gurt mit Rumpf-Unterstützung ermöglicht der Nico Autositz ein sicheres Sitzen in jeder Situation
- Der Nico Autokindersitz wird standardmässig mit einer abnehmbaren Sitztieferverlängerung geliefert
- Geprüft nach ECE 44/04.
- Geeignet für Gruppen 1 bis 3
- Kann in Fahrzeugen mit einem 3-Punkt-Gurt befestigt werden



Technische Daten / Masse:

Sitzbreite:	25 cm
Sitztiefe:	36 – 51 cm
Fussbankhöhe:	19 – 32 cm
Rückenhöhe:	57 – 70 cm
Belastbarkeit:	9 – 36 kg
Gewicht:	7 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Empfohlener Verkaufspreis CHF/exkl. MWST	Anzahl
790	Autokindersitz Nico	1569.70	
791	Fussstütze	369.90	