

Autokindersitz Carseat



Der Autokindersitz Carseat ist eine Weiterentwicklung der Sitzsysteme von Delfi und Sharky mit dem zusätzlichen Ziel dem Anwender ein hohes Mass an Sicherheit und Reisekomfort zu bieten.

Wesentliche Eigenschaften des Sitzorthosesystems Autokindersitz Carseat:

- Die Sitzeinheit ist mit einem **Flex-Gelenk** ausgerüstet, um eine etwaige Spastizität zu lösen und das Sitzen zu dynamisieren.
- **Justierbare Rückeneinheit** z.B. für Anwender mit stärkeren Skoliosen.
- **Justierbare Beinführungselemente**. Dadurch lassen sich Abduktion, Beinlängendifferenzen und sogar Arthrodesen unkompliziert anpassen und ausgleichen.
- Lässt sich stufenlos in der Abduktion, Rückenhöhe und im Rückenwinkel einstellen und wächst so mit dem Kind mit.
- Ermöglicht funktionelle Bewegungen
- **Zugelassen nach Norm ECE R44/3**
- Erfolgreich bestandener Crashtest bis 75 kg



Justierbare Beinführungselemente:
Beinlängendifferenz und Abduktion

Einsatzgebiet / Krankheitsbild:

- Geeignet für Kinder und Jugendliche bis 170 cm Körpergrösse
- Entwickelt sowohl für hypo- wie auch hypertone Kinder
- Eignet sich für verschiedene Diagnosen wie z.B. beginnender Skoliose, Sub- oder Luxation der Hüfte, Beckenfehlstand, Kyphose, mangelnde Kopfkontrolle, Spastizität und Hypotonie

Autositz mit
Drehplatte

