

Sascha

Der schwenkbare Autositz



Abb. Grundmodell Sascha Grösse 2a, zusätzlich mit Schwenkvorrichtung, Fussbank und Seitenführungs- und Rumpfhaltelolster


- **Sascha ist in drei Grössen mit je zwei Sitztiefen lieferbar, Grösse 3 bis zu einer Belastung von 60 kg**
- Geeignet ist das Autositz zur Montage auf dem Beifahrersitz oder auf der Rücksitzbank
- Durch die niedrige Seitenführung, den optional steckbaren Pelotten und der Schwenkvorrichtung wird der Transfer maximal erleichtert
- Rückenverstellung über Verzahnung mit 6 Stufen von 90° - 108° in dreier Schritten (90, 93, 96, 99, 102, 105, 108) verstellbar
- Die Bezüge sind abnehmbar und bei 30°C waschbar
- Basierend auf dem Sascha Autositz sind Sonderbauten möglich
- Geprüft nach den Anforderungen der ECE-44/03



Durch die optionale Schwenkvorrichtung ist ein Herausschwenken um 90° möglich, was den Transfer erleichtert



Die Fussbank ist in der Höhe einstellbar und per Druckknopf abzunehmen



Optional, abnehmbare Pelotte zur Erleichterung des Transfers



Das Seiten- und Rumpfhaltelolster gewährleistet die Oberschenkelseitenführung, was beim Kind auch eine Aufrichtung des Rumpfes bewirkt

Technische Daten:

	Gr. 0		Gr. 1		Gr. 2	
	a	b	a	b	a	b
Art. Nr.	14 0 001	14 01 100	14 02 001	14 02 100	14 03 001	14 03 100
Sitzbreite:	28 cm		32 cm		36 cm	
Sitztiefe:	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm
Rückenhöhe der Schale:	40 cm		48 cm		56 cm	
Kopfstütze / Rückenhöhe:	59 – 69 cm		65 – 77 cm		76 – 86 cm	
Pelottenhöhe*:	25 – 33 cm		32 – 40 cm		36 – 44 cm	
Sitzwinkel:	0° / 18°		0° / 18°		0° / 18°	
Rückenwinkel:	90° – 108°		90° – 108°		90° – 108°	
Brustbreite*:	25 – 33 cm		32 – 40 cm		36 – 44 cm	
Belastung max.:	30 kg		45 kg		60 kg	

*Sondermasse auf Anfrage möglich

Konfiguration und Zubehör:

Gurtführung und Seitenführungs- und Rumpfhaltelolster

Schultergurtführung beidseitig montiert	Seitenführungs- und Rumpfhaltelolster inkl. Bezug
Art. Nr. 14 00 004	für Gr. 1 Art. Nr. 14 01 005 für Gr. 2 Art. Nr. 14 02 005 für Gr. 3 Art. Nr. 14 03 005

Abduktionsblock und Isofix

Abduktionsblock vorsteckbar, inkl. Halterung und Bezug	Isofix Halterung zur Montage an eine der Schrägverstellungen
für Gr. 1 Art. Nr. 14 01 006 für Gr. 2 Art. Nr. 14 02 006 für Gr. 2 Art. Nr. 14 03 006	Art. Nr. 14 00 010

Schwenkvorrichtung

Schwenkvorrichtung mit Schrägverstellung inkl. Fussbankaufnahme und Haltebügel

für Gr. 1	nach rechts schwenkbar	Art. Nr. 14 01 002
für Gr. 1	nach links schwenkbar	Art. Nr. 14 01 102
für Gr. 2	nach rechts schwenkbar	Art. Nr. 14 02 002
für Gr. 2	nach links schwenkbar	Art. Nr. 14 02 102
für Gr. 3	nach rechts schwenkbar	Art. Nr. 14 03 002
für Gr. 3	nach links schwenkbar	Art. Nr. 14 03 102

Schrägverstellung und Fussbank

Schrägverstellung auf Grundplatte inkl. Fussbankaufnahme	Fussbank abnehmbar (nur in Verbindung mit der Schwenkvorrichtung oder der Schrägverstellung verwendbar)
für Gr. 1 Art. Nr. 14 01 003 für Gr. 2 Art. Nr. 14 02 003 für Gr. 3 Art. Nr. 14 03 003	für Gr. 1 Art. Nr. 14 01 004 für Gr. 2 Art. Nr. 14 02 004 für Gr. 3 Art. Nr. 14 03 004